

کیت سنجش آنتی بادی IgG ضد ویروس سرخچه به روش الایزا

مقدمه :

ویروس سرخچه، یک عضو خانواده توگاویریده و تنها عضو جنس روبي ویروس می باشد. اين ویروس از يك قطعه RNA تک رشته اي، نوكلئو كپسيد بيشت وجهي و پوشش ليبو پروتئيني تشکيل شده است . بيماري سرخچه (سرخک آلماني يا سرخک ۳ (روزه) بيماري حاد تب داري است که با ورود ویروس از طریق محاری تنفسی فوکانی ایجاد شده و به صورت بثورات پوستی و ایجاد لنفاوندپاتی پشت لاله گوش و پس سر مشخص می شود. بيماري سرخچه خفیف ترین بيماري در بين بيماري هاي ویروسی شایعی است که با عالمي بوسی همراه هستند. با این حال عفونت با ویروس سرخچه در دوران حاملگي می تواند به سندروم سرخچه مادرزادی Syndrome=CRS (Congenital Rubella) منجر شود . زمان آلدگي با ویروس ، در ماههای مختلف بارداري داراي اهميت بسیار می باشد. عفونت در طی ۳ ماهه اول بارداری منجر به ایجاد ناهنجاری در حدود ۸۵٪ از نوزادان و در ۳ ماهه دوم بارداری، منجر به ایجاد ناهنجاری در حدود ۱۵٪ از نوزادان می شود. اين ناهنجاریها شامل عقب ماندگی ذهنی، بيماريهای قلبی، کاتاراکت، کری ، منگو آنسفالیت و پان آنسفالیت پیشرونده می باشند. ویرومی در ۳ ماهه سوم بارداری معمولاً منجر به نقایص جنینی نمی گردد. شناسایي IgG اختصاصی نشان دهنده وجود اینمی نسبت به ویروس فوق می باشد زیرا فقط يك سروتیپ از ویروس سرخچه وجود دارد. برای تشخيص دقیق و درست عفونت با ویروس سرخچه (که در مورد زنان باردار بسیار اهمیت دارد) افزایش عیار آنتی بادی IgG در دو نمونه سرمی که حداقل به فاصله ۱۰ روز گرفته شده باشند یا شناسایي IgM ویروس سرخچه در يك نمونه منفرد لازم است. آزمونهای مانع از هماگلوبولینسیون (HI) و الایزا روشهای استاندارد برای شناسایي ویروس سرخچه در بدن می باشند و با توجه به اینکه در تست HI قبل از انجام آزمایش باید مهار کننده های غیر اختصاصی را حذف نمود آزمون الایزا ترجیح داده می شود .

اساس آزمایش :

در این کیت آنتی ژنهای ویروس سرخچه داخل چاهک ها متصل گردیده اند (coating)، در هنگام آزمایش، نمونه های رقیق شده به داخل چاهکها ریخته می شوند . در صورت وجود آنتی بادی علیه آنتی ژنهای ویروس سرخچه این آنتی بادیها به آنتی ژنهای کف چاهک متصل می گردد و با افزودن آنتی بادی ضد IgG که به آنزیم HRP متصل شده، در صورت وجود آنتی بادی های ضد ویروس سرخچه از نوع IgG ، آنتی هیومن IgG نیز به آنها متصل می گردد و پس از شستشو، محلول رنگرا داخل چاهکها ریخته می شود که شدت رنگ آبی متناسب با کمیکس اینمی تشکیل شده در چاهکها است. افزودن محلول متوقف کننده، رنگ آبی را به زد تبدیل می نماید که بهترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانو متر دارد .

محتویات کیت :

- (۱) پلیت ۹۶ خانه حاوي چاهکهای پوشش داده با آنتی ژنهای ویروس سرخچه (Rubella coated plate) .
- (۲) محلول رقیق کننده نمونه (Sample Diluent) : دو ویال هر يك حاوي ۵۰ میلی لیتر محلول جهت رقیق کردن نمونه ها .
- (۳) محلول آنزیم کثروگه آماده مصرف (Enzyme Conjugate) : يك ویال حاوي ۱۲ میلی لیتر آنتی بادی ضد IgG انسانی متصل شده به آنزیم پراکسیداز .
- (۴) استانداردها (Standards set) : ۵ ویال استاندارد شامل غلظت های صفر ، ۱۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ IU/ml از آنتی بادی ضد ویروس سرخچه از نوع IgG ، کالیبره شده در مقابله استانداردهای مرجع WHO . (استانداردهای صفر و ۱۰ حاوي ۲ میلی لیتر و سایر استانداردها حاوي ۱/۵ میلی لیتر می باشند) .
- (۵) سرم کنترل (Control Serum) : يك ویال شامل ۱/۵ میلی لیتر سرم حاوي IgG علیه Rub با غلظت مشخص درج شده بر روی برچسب ویال .
- (۶) محلول رنگزای يك مرحله ای (Chromogen - Substrate) : يك ویال حاوي ۱۲ میلی لیتر تترا متیل بنزیدین و آب اکسیژنه (آماده برای مصرف) .
- (۷) محلول شستشو (Wash Buffer) : يك ویال حاوي ۵۰ میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (۲۰X) دارای محلول بافر فسفات و ۰/۰۵٪ تؤین . جهت تهیه محلول شستشوی آماده مصرف ، مقدار موردنیاز را با آب مقطر به نسبت ۱/۲۰ رقیق نمایید .
- (۸) محلول متوقف کننده (Stop Solution) : يك ویال حاوي ۱۲ میلی لیتر اسید کلریدریک ۱ نرمال .
- (۹) برچسب مخصوص پلیت .

مواد و وسائل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشند :

- (۱) دستگاه الایزایرید دارای فیلتر ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس).
- (۲) سمپلر های ۱۰ و ۱۰۰ میکرو لیتر دقیق .
- (۳) آب مقطر .

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان :

- (۱) محتویات این کیت تنها برای مصرف در همین کیت قابل استفاده هستند .
- (۲) این کیت صرفا جهت اندازه گیری Anti-Rubella IgG در سرم و پلاسمای انسانی طراحی و ساخته شده است .
- (۳) از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمایید .
- (۴) کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HBsAg و آنتی بادیهای ضد HCV و HIV کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند، جهت احتیاط بهتر است کاربرانی که با کیت کار می کنند از تماس مستقیم با مواد پیرهیزند .

شرایط نگهداری :

- (۱) کیت را در یخچال بین دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید .
- (۲) چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمکی نگهداری نمایید . پایداری پلیت پس از باز کردن کیسه آن ۴ ماه میباشد .
- (۳) پایداری محتویات کیت تا پایان مدت انقضای نوشته شده بر روی هر یک از آنها می باشد .
- (۴) محلول شستشوی آماده مصرف که به نسبت ۱/۲۰ رقیق شده باشد به مدت یک هفته در شرایط ۸ - ۲ درجه سانتی گراد قابل نگهداری و مصرف می باشد .

جمع آوری و آماده سازی نمونه :

سرم یا پلاسمای را می توان پس از جدا نمودن از سلولهای خون استفاده نمود، نمونه میتواند برای مدت دو روز در دمای ۸ - ۲ درجه سانتی گراد نگهداری شود ولی برای نگهداری بیش از مدت دو روز باید از دمای ۲۰- درجه سانتی گراد استفاده گردد(در ضمن باید از Freeze-thaw نمودن نمونه پرهیز شود) .

توضیحات عمومی :

- (۱) قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها باید به درجه حرارت اتاق برسند .
- (۲) به محض شروع آزمایش کلیه مراحل باید بدون توقف انجام پذیرند .
- (۳) باید از نوک سملر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده شود .
- (۴) پس از افزودن محلول متوقف کننده جذب نوری چاهکها حد اکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
- (۵) برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند .
- (۶) در هنگام سمپلینگ تمام محلولها و نمونه ها را در وسط و ته چاهکها برشیزید .
- (۷) از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب زمان انکوباسیون مناسب می باشد ، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیق تر می شود .

مراحل انجام آزمایش :

- (۱) تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب کرده و بقیه چاهکها را به همراه نمکی درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را بندید .
- (۲) نمونه ها را با کمک محلول رقیق کننده نمونه به نسبت ۱ به ۱۰۱ رقیق کنید (۱۰ میکرولیتر نمونه با ۱ میلی لیتر محلول رقیق کننده نمونه) .
- توجه :** استانداردها و کنترل کیت آماده مصرف بوده و نیازی به رقیق سازی ندارند .
- (۳) میکرولیتر از استانداردها ، سرم کنترل و نمونه های رقیق شده را به ترتیب در چاهک ها بریزید ، پیشنهاد میگردد که از استانداردها و نمونه ها به صورت دالپلیکیت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بریزید و در انتهای از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید .
- (۴) پس از پوشاندن چاهکها توسط برچسب مخصوص پلیت، چاهکها را برای مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق ۲۸ - ۲۲ درجه سانتی گراد) انکوبه کنید .
- (۵) محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید . برای شستشو چانچه دستگاه و اسپر اتوماتیک در دسترس نباشد می توان از سملر ۸ کاتالله و یا سرنگ استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطأ در نتیجه آزمایش گردد . در هر دفعه شستشو حدود ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را با اورونه کردن و تکاندن خالی نمایید و در انتهای عملیات شستشو ، چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمکی بکویید تا قطرات اضافی خارج شوند .
- (۶) میکرولیتر از محلول آنزیم کنزوگه آماده مصرف را داخل چاهکها برشیزید .
- (۷) پس از پوشاندن چاهکها توسط برچسب مخصوص پلیت، چاهکها را به مدت ۳۰ دقیقه در درجه حرارت اتاق (۲۸ - ۲۲ درجه سانتی گراد) انکوبه نمایید .

- (۸) محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را ۵ بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید (همانند بند ۵).
- (۹) ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگرا (Chromogen-Substrate) به چاهکها اضافه نمایید.
- (۱۰) چاهکها را به مدت ۱۵ دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمایید.
- (۱۱) با اضافه کردن ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک ، ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمایید . برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الایزریدر با فیلتر nm ۴۵۰ استفاده نموده و جذب نوری چاهکها را قرائث نمایید . توصیه میشود از فیلتر nm ۶۳۰ به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد.

ارزشیابی آزمایش :

- این آزمایش با داشتن شرایط زیر ارزشمند و قابل گزارش تلقی می گردد :
- (۱) میانگین جذب نوری کمتر از ۱/۰ برای استاندارد صفر . در صورت بیشتر بودن این جذب نوری احتمالاً شستشو به طور صحیح صورت نگرفته و یا محلول کروموزن کیت آلوه شده است . آزمایش را دوباره انجام داده ، در مراحل شستشو دقت کرده و محلول کروموزن را از نظر وجود رنگ آبی بررسی کنید .
- (۲) میانگین جذب نوری استاندارد ۱۰ بیشتر از استاندارد صفر باشد .
- (۳) میانگین جذب نوری بیشتر از ۱/۵ برای استاندارد ۲۰۰ ضروری است . جذب نوری کمتر از ۱/۵ برای استاندارد ۲۰۰ بیانگر خراب شدن استاندارد و یا کیت است . در این حالت تاریخ انقضایه کیت و استاندارد را بررسی کنید .

محاسبه نتایج :


از هر دستگاه الایزریدر با قابلیت سنجش جذب نوری در طول موج nm ۴۵۰ می توان استفاده نمود .
جذب نوری استانداردها و نمونه ها را به کمک دستگاه الایزریدر در طول موج nm ۴۵۰ (و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس nm ۶۳۰) بخوانید .

الف) محاسبه کمی :

- (۱) با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها و غلظت معلوم آنها نموداری (Point to point) رسم کنید به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برد و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد به دست آورید . نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمایید تا منحنی استاندارد رسم شود .

- (۲) میانگین جذب نوری برای هر نمونه را به دست آورده و روی محور عمودی محل آن را پیدا کنید . نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمایید به طوریکه خط بر محور عمودی کاملاً عمود باشد و بعد از محل تلاقی خط و منحنی ، خطی عمود بر محور افقی رسم کنید . نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد . در یک جمعیت نرمال ، مقدار cut-off معادل استاندارد ۱۰ IU/ml می باشد . مقادیر پایین تر از این مقدار منفی و بالاتر از این مقدار مثبت تلقی می شوند . افرادی که مقدار آنتی بادی آنها بین ۹-۱۱ IU می باشد مشکوک بوده و باید پس از مدتی با استفاده از سرم و یا پلاسمای تازه مجددآ آزمایش شوند .

نمونه جذب نوری استاندارد ها و نمودار حاصله :



استانداردها	جذب نوری
۰	۰/۰۲
۱۰	۰/۴۸
۵۰	۱/۵۰
۱۰۰	۲/۰۶
۲۰۰	۲/۵۷

توجه: جذبهای نوری و منحنی مربوطه فقط به عنوان نمونه می باشد و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید .

ب - محاسبه کیفی:

(۱) جهت محاسبه مقدار Cut-off، میانگین جذب نوری استاندارد 10 IU/ml را بدست آورید :

$$\text{Cut-off value} = \text{Mean OD of standard } 10 \text{ IU/ml}$$

(۲) برای تعیین جوابهای مثبت و منفی، مقدار ایندکس را از تقسیم جذب نوری نمونه ها بر مقدار Cut-off بدست آورید :

$$\text{Cut-off Index (COI)} = \text{OD of sample}/\text{Cut-off value}$$

بر اساس این فرمول مقادیر بالاتر از $1/1$ مثبت و پایین تر از $0/9$ منفی قلمداد می شوند. نمونه هایی که مقدار ایندکس آنها $-1/1$ - $0/9$ می باشد مشکوک بوده و باید پس از مدتی با استفاده از سرم یا پلاسمای تازه مجددآزمایش شوند.

شاخصهای اجرایی :

(۱) حساسیت :

۲۰۰ عدد سرم مثبت تایید شده توسط روش کمی لومینسانس و الایزای مرچع با این کیت آزمایش شدند که همگی مثبت بودند. با توجه به نتایج بدست آمده حساسیت این کیت جهت اندازه گیری آنتی بادی IgG علیه ویروس سرخجه، 100 درصد بوده و با کیتها و روشهای تاییدی معتر قابل مقایسه می باشد.

(۲) اختصاصیت :

تعداد 100 نمونه سرم منفی به طور همزمان با این کیت و روش کمی لومینسانس آزمایش شدند که با این کیت 99 نمونه منفی و 1 نمونه مثبت بودند و این 1 نمونه مجدداً با کیت تکرار شد، در تکرار مجدد سرم مذکور منفی گزارش شد. بر اساس نتایج بدست آمده اختصاصیت کیت در حدود 100 درصد می باشد.

(۳) دقت آزمایش :

جهت بررسی تکرار پذیری کیت، آزمون های دقت درون سنجی (در یک کیت) و میان سنجی (بین چند کیت از یک سری ساخت) بوسیله نمونه سرمی منفی و مثبت و یک نمونه سرمی مثبت ضعیف انجام شد که نتایج آن در جداول زیر آمده است.

- آزمون دقت درون سنجی (Intra-assay) :

CV%	SD	میانگین غلظت (IU/ml)	تعداد دفعات تکرار تست	
۲/۳	۰/۱۷	۷/۵	۲۰	نمونه منفی
۴/۵	۳/۵	۷۸	۲۰	نمونه مثبت ۱
۸/۸	۱۳	۱۴۸	۲۰	نمونه مثبت ۲

- آزمون دقت میان سنجی (Inter-assay) :

CV%	SD	میانگین غلظت (IU/ml)	تعداد دفعات تکرار تست	
۲/۶	۰/۲	۷/۶۱	۱۰	نمونه منفی
۵/۳	۴/۰۶	۷۶/۸	۱۰	نمونه مثبت ۱
۱۱/۶	۱۷/۵	۱۵۱	۱۰	نمونه مثبت ۲

*هر سری آزمایش، به صورت دوپلیکیت انجام شده است.

References :

Centers for Disease Control and Prevention. Rubella and congenital rubella syndrome - United States, 1994-1997. MMWR 1997;46:350-4
de Souza Va;Sumita LM;Otsubo ME;Takei K;Pannuti CS. Enzyme linked immunosorbant assay for rubella antibodies:a sample method of antigen production.A preliminary report.Rev Inst Med Trop Sao Paulo 1995;37(4):357-9
ENGVALI.E.and PERLMANN.P.(1997)Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).Quantitative assay for immunoglobulin.J.immunochemistry,8,871-874
Brooks Georf. Butel janet S.Jawetz,melnick&Adelbery's medical microbiology twenty second edition.Mc Grow-Hill 2001
Murray patrick R.Rosenthal Ken S.Kobayashi George S.Medical Microbiology fourth Edition...mosby2002

روش انجام آزمایش Rubella IgG به صورت شماتیک

چاهکهای کوت شده با آنتی زنهای ویروس سرخچه			
نمونه	سرم کنترل	استانداردها	محلولها
-	-	۱۰۰ میکرولیتر	استانداردها
-	۱۰۰ میکرولیتر	-	سرم کنترل
۱۰۰ میکرولیتر	-	-	نمونه راقیق شده
دهانه چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت بیوشاید . ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید . برچسب پلیت را برداشه و محتویات چاهکها را خالی کنید . طبق دستور شستشو ۵ بار چاهکها را بشویید .			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	کژوگه آماده مصرف
دهانه چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت بیوشاید . ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید . برچسب پلیت را برداشه و محتویات چاهکها را خالی کنید . طبق دستور شستشو ۵ بار چاهکها را بشویید .			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول رنگزا
۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی انکوبه کنید .			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول متوقف کننده
جذب نوری چاهکها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس) قرائت کنید .			