

کیت غربالگری آنتی بادیهای IgG ضد هسته ای ANA به روش الایزا

حیطه کاربرد:

کیت الایزای غربالگری ANA پیشناز طب، برای سنجش کیفی حضور آنتی بادیهای IgG علیه آنتی ژنهای هسته ای در سرم یا پلاسمای انسان طراحی شده است. کیت الایزای ANA حضور آنتی بادی های IgG علیه آنتی ژن هسته ای و سیتوپلاسمی را به صورت همزمان در سرم یا پلاسمای افراد شناسایی می کند. این آنتی ژن ها شامل dsDNA، scl70، centromere B، RNP، smRNP، sm، SSB/La، SSA/Ro، SSA/La، SSB/Ro می باشند. از این کیت به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی در بیماریهای روماتولوژیک خود این سیستمیک معینی استفاده می گردد. محتوای این کیت تنها برای تشخیص آزمایشگاهی می باشد.

مقدمه:

اندازه گیری آتوآنتی بادیهای ضد آنتی ژنهای درون سلولی که آنتی بادیهای ضد هسته ای (ANA) نامیده می شود در تشخیص بیماریهای روماتولوژیک خود این سیستمیک (SARDs) مانند سیستمیک لوپوس اریتماتوس (SLE)، سندروم شوگرن، بیماریهای بافت همبند مختلط (MCTD)، اسکلروزیس سیستمیک (SSc) و میوپاتی های التهابی ایدیوباتیک دارای اهمیت می باشد. علاوه بر این، در حالیکه فراوانی ANA در بیماران مبتلا به SARD بیشتر است، این آنتی بادی ها در بیماران مبتلا به بیماری های خود این سیستمیک دارای اهمیت می باشد. علاوه بر این، در ارتباط معینی بین حضور آتوآنتی بادی ها و برخی بیماری های خود این سیستمیک (بیماری های خود این سیستمیک هاشیمیتو) عفونت های خاص، سرطان، سن بالا و در برخی افراد سالم یافته می شود. ارتباط معینی بین آنتی بادی های خود این سیستمیک و تیربودیت هاشیمیتو، متشابه است. این آنتی بادی های خود این سیستمیک از این حضور ارتباط میان آنتی بادی های خود این سیستمیک و ارگان (بیماری های خود این سیستمیک) می باشد. علاوه بر این، در حالیکه فراوانی ANA در بیماران مبتلا به SLE بیشتر است، این آنتی بادی های خود این سیستمیک از این حضور ارتباط میان آنتی بادی های Scl-70 با SLE اشاره کرد. همچنین ارتباط بین آنتی بادی ضد Scl-70 با SLE پیشرونده، آنتی بادیهای ضد سانتورومر با فرم جلدی محدود SSc و آنتی بادیهای ضد dsDNA و ضد Sm با SLE اشاره کرد. برخلاف اختصاصیت برخی از ANA ها با SSc پیشرونده، آنتی بادیهای ضد SSc و آنتی بادیهای ضد dsDNA با میوزیت رامی ۱-۰L با میوزیت رامی ۰-۱L با شوند. در حالی که آنتی بادیهای ضد SSc و آرتربیت روماتوئید نیز دیده می شوند. آنتی بادی های ضد RNP به تنها در MCTD یافت می شوند، در حالی که آنتی بادیهای ضد RNP همراه با سایر آتوآنتی بادیها، ممکن است در SSc پیشرونده، سندروم شوگرن و آرتربیت روماتوئید مشاهده شود. ANA به روشن اینوفلورست (ANA-IFA) با استفاده از سلولهای HEp-2 علیرغم داشتن نقاط ضعف و قوت، روش استاندار طلایی برای تشخیص ANA در نظر گرفته شده است. این تست با حساسیت بالاتر به دلیل استفاده از تعداد بیشتر آنتی ژنهای در فرم طبیعی آنها، با تغییرپذیری و عدم تکرار پذیری در آزمایشگاه های مختلف مواجه است. اما استفاده از روش الایزا راحت تر بوده و می تواند به راحتی به صورت دستگاهی انجام شود. علاوه بر این، سنجش ANA به روشن الایزا حساسیت معادل و ویژگی بالاتری را در مقایسه با ANA-IFA ارائه می دهد. در ساخت کیت ANA Screen IgG پیشناز طب از آنتی ژن های هسته ای استخراج شده سلول HEp-2 در ترکیب با dsDNA و مخلوطی از پروتئین های خالص نوترکیب یا طبیعی شامل RNP، smRNP، sm، SSB/La، SSA/Ro، RNP، centromere B، scl70 و J01 استفاده می شود. از این رو کیت الایزای IgG ANA Screen پیشناز طب برای تشخیص کیفی آنتی بادیهای ضد هسته ای از کلاس IgG طراحی شده است که می تواند به عنوان کمکی برای تشخیص برخی از بیماریهای روماتولوژیک خود این سیستمیک استفاده شود.

اساس آزمایش:

اساس آزمایش در این کیت روش الایزای غیر مستقیم (indirect) می باشد. در این کیت چاهکهای پلیت توسط مقادیر مشخصی از انواع آنتی ژنهای هسته ای پوشانده شده اند (coating). در هنگام آزمایش، نمونه های ریخته می شوند. در صورت وجود آنتی بادی علیه آنتی ژنهای هسته ای، این آنتی بادیها به آنتی ژنهای چاهک متصل می گردند. پس از شستشو با افزودن آنتی بادی ضد IgG که به آنزیم HRP متصل شده، در صورت وجود آنتی بادیهای ضد هسته ای از نوع IgG، آنتی بادی نشاندار شده نیز به آنها متصل می گردد. پس از شستشو، محلول رنگزا داخل چاهکها ریخته می شود که شدت رنگ آبی، مناسب با کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهکها است. افزودن محلول متوقف کننده، رنگ آبی را به زرد تبدیل می نماید که بهترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر دارد.

محتويات کيت:

- (۱) يك عدد پليت داري ۹۶ عدد چاهکهای پوشش داده شده با آنتي ژنهای هسته اى
- (۲) محلول رقيق کننده نمونه (Sample Diluent): دو ویال ۵۰ ميلی لیتری حاوي محلول جهت رقيق کردن نمونه ها (آماده برای مصرف-آبی رنگ)
- (۳) كالibrاتور (Calibrator): شامل ۱ ویال ۲ ميلی لیتری حاوي سرم انسان با مقدار مشخص از آنتي بادي ضد آنتي ژنهای هسته اى (آماده برای مصرف-بنفسج رنگ)
- (۴) محلول آنزيم کونتروگه آماده مصرف (Enzyme Conjugate): يك ویال ۱۲ ميلی لیتری حاوي محلول آنتي بادي ضد IgG انساني متصل شده به آنزيم پراکسیداز (آماده برای مصرف-قرمز رنگ)
- (۵) سرم کنترل مثبت (Positive Control): يك ویال 2 ميلی لیتری حاوي محلول بافر، داري پروتئين به عنوان پايدار کننده و ۰/۰۵٪ کاتن به عنوان ماده محافظ و سرم انساني غير فعال شده، حاوي آنتي ژنهای هسته اى (آماده برای مصرف-قرمز رنگ). غلطت دقیق کنترل روی ویال ذکر شده است.
- (۶) سرم کنترل منفی (Negative Control): يك ویال 2 ميلی لیتری حاوي محلول داري بافر فسفات و ۰/۰۵٪ کاتن به عنوان ماده محافظ و سرم انساني منفي از نظر آنتي بادي IgG عليه آنتي ژنهای هسته اى (آماده برای مصرف-زرد رنگ)
- (۷) محلول رنگزاي يك مرحله اى (Chromogen-Substrate): يك ویال ۱۲ ميلی لیتری حاوي ترامتيل بنزيدین و آب اكسپيزنه (آماده برای مصرف-بي رنگ)
- (۸) محلول شستشو (Wash Buffer): يك ویال ۵۰ ميلی لیتری حاوي محلول شستشوی غلیظ (۱۰×) داري محلول بافر فسفات و ۰/۰۵٪ توئین. جهت تهیيه محلول شستشوی آماده مصرف، مقدار مورد نياز را با آب مقطر به نسبت ۱/۱۰ رقيق نمایيد.
- (۹) محلول متوقف کننده (Stop Solution): يك ویال ۱۲ ميلی لیتری حاوي اسيد کلریدريک ۱ نرمال
- (۱۰) يك عدد برچسب مخصوص پليت
- (۱۱) دستورالعمل مصرف

مواد و وسائل مورد نياز که در کيت موجود نمي باشنند:

- (۱) دستگاه الایزاريدير داري فیلتر ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر فرانس)
- (۲) سمپلرهای دقیق و کالیبره ۱۰۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ ميكرولیتری و سر سمپلرهای مخصوص يکبار مصرف
- (۳) لوله آزمایش برای رقيق سازی
- (۴) کاغذ نمگير
- (۵) آب مقطر

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان:

- (۱) محتويات اين کيت تنها برای مصرف در همين کيت قابل استفاده هستند.
- (۲) تمامی محتويات کيت تنها برای استفاده تشخيصی در آزمایشگاه می باشند.
- (۳) تنها پرسنل آموزش دideه باشتي از اين تست استفاده نمايند.
- (۴) اين کيت صرفا جهت اندازه گيري آنتي بادي های ضد آنتي ژنهای هسته اى در سرم و پلاسمای انساني طراحی و ساخته شده است.
- (۵) از مخلوط کردن محتويات کيتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمایيد.
- (۶) كليه مواد موجود در کيت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HBsAg و آنتي باديهاي HCV و HIV کنترل گردیده اند و فاقد اين عوامل می باشند، جهت احتیاط بهتر است کاربرانی که با کيت کار ميکنند از تماس مستقیم با مواد بير هيزنند.

۷) نمونه بیماران، کالبیراتور، کنترلها و چاهکهای استفاده شده، باید به عنوان پسماندهای عفونی در نظر گرفته شوند. تمام محلولهای واکنش گر و معرفها باید مطابق با مقررات ملی دفع پسماندهای عفونی املاه شوند.

شرایط نگهداری:

- (۱) کیت را در یخچال بین دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- (۲) چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمایید.
- (۳) پایداری محتویات کیت تا پایان مدت انقضای نوشته شده بر روی هر یک از آنها می باشد.
- (۴) ممکن است در محلول شستشو غلیظ کریستال تشکیل شود که این امر مشکلی را ایجاد نمی نماید. قبل از تهیه محلول شستشوی کار، برای حل شدن کریستالها، ویال را در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار دهید. محلول شستشو را به نسبت ۱/۱۰ با آب مقطر رقیق نمایید. این محلول (آماده مصرف) به مدت یک هفته در شرایط ۲-۸ درجه سانتی گراد قابل نگهداری و مصرف می باشد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه:

سرم یا پلاسما را می توان پس از جدا نمودن از سلولهای خون استفاده نمود، نمونه می تواند برای مدت دو روز در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری شود ولی برای نگهداری بیش از دو روز (حداکثر ۳۰ روز) باید از دمای ۰-۲۰ درجه سانتی گراد استفاده گردد (در ضمن باید از Freeze-thaw نمودن نمونه پرهیز شود). از نمونه های مشکوک به آلدگی میکروبی جهت انجام آزمایش استفاده نشود.

آماده سازی اولیه نمونه ها:

نمونه ها را با کمک محلول رقیق کننده نمونه به نسبت ۱ به ۱۰۱ رقیق کنید (۱۰۱ میکرولیتر نمونه با ۱۰۰۰ میکرولیتر محلول رقیق کننده نمونه).
توجه: کنترلها و کالبیراتور کیت آماده مصرف بوده و نیازی به رقیق سازی ندارند.

توضیحات عمومی:

- (۱) قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها باید به درجه حرارت اتاق برسند. پلیت را بعد از رسیدن به دمای محیط از کیسه مخصوص آن خارج کرده و چاهک های مورد نیاز را بردارید.
- (۲) به محض شروع آزمایش کلیه مراحل باید بدون توقف انجام پذیرند. از خشک شدن چاهک ها در بین مراحل انکوباسیون پرهیز شود.
- (۳) حتما از نوک سمپلر یکبار مصرف برای هر نمونه استفاده شود.
- (۴) پس از افزودن محلول متوقف کننده، جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد.
- (۵) برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها به صورت کامل صورت گرفته و آخرين قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند.
- (۶) از مهمترین فاكتورها در حصول نتيجه مطلوب، زمان انکوباسیون مناسب می باشد. نتایج پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب آنها را باز نکنید، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیق تر می شود.
- (۷) شستشوی صحیح با مقدار مناسب بافر شستشو جهت حصول نتایج قبل اعتماد بسیار ضروری می باشد.

مراحل انجام آزمایش:

- (۱) تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب کرده و سایر چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را بستید.
- (۲) ۱۰۰ میکرولیتر از کالیبراتور، سرم های کنترل و نمونه های آمده شده را طبق دستور زیر در چاهکها بریزید.
- (۳) اولین چاهک را برای کالیبراتور، دو چاهک بعدی را به ترتیب برای سرم کنترل مثبت و منفی و سایر چاهکها را برای نمونه ها استفاده کنید. پس از پوشاندن درب چاهکها توسط برچسب مخصوص پلیت، چاهکها را به مدت ۶۰ دقیقه در دمای اتاق (۲۲-۲۸ درجه سانتی گراد) انکوبه نمایید. پیشنهاد می گردد کالیبراتور، کنترل ها و نمونه ها به صورت دویلکیت انجام شود بدین معنی که کالیبراتور، هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بریزید و در انتهای از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید.
- (۴) محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را ۵ بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید. برای شستشو چنانچه دستگاه واشر اتوماتیک در دسترس نباشد می توان از سمپلر ۸ کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطأ در نتیجه آزمایش گردد. در هر دفعه شستشو حدود ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهکها را با وارونه کردن و تکاندن خالی نمایید و در انتهای عملیات شستشو، چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات لایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوپید تا قطرات اضافی خارج شوند.
- (۵) ۱۰۰ میکرولیتر از محلول آنزیم کونژوگ (Enzyme Conjugate) آماده مصرف را به داخل چاهکها بریزید. پس از پوشاندن چاهکها توسط برچسب مخصوص پلیت چاهکها را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق (۲۲-۲۸ درجه سانتی گراد) انکوبه نمایید.
- (۶) محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را ۵ بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید (همانند بند ۳).
- (۷) ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگرا (Chromogen-Substrate) به هر چاهک اضافه نمایید. چاهکها را به مدت ۱۵ دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی قرار دهید.
- (۸) با اضافه کردن ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک واکنشهای آنزیمی را متوقف نمایید. برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الیزاریدر با فیلتر nm ۴۵۰ استفاده نموده و جذب نوری چاهکها را قرائت نمایید. توصیه می شود از فیلتر nm ۶۳۰ به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد.

ارزشیابی آزمایش:

- این آزمایش با داشتن شرایط زیر ارزشمند و قابل گزارش تلقی می گردد:
- جذب نوری کالیبراتور بیشتر از ۰/۱۷٪ قابل قبول است.
 - جذب نوری کنترل مثبت بیشتر از ۰/۰۸٪ و جذب نوری کنترل منفی کمتر از ۰/۰۱٪ قابل قبول است.

محاسبه نتایج:

از هر دستگاه الیزاریدر با قابلیت سنجش جذب نوری در طول موج nm ۴۵۰ می توان استفاده نمود.

- (۱) جذب نوری کالیبراتور، کنترلها و نمونه ها را به کمک دستگاه الیزاریدر در طول موج nm ۴۵۰ و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس nm ۶۳۰ بخوانید.
- (۲) نتایج با محاسبه نسبت میانگین جذب نوری نمونه یا کنترل به میانگین جذب نوری کالیبراتور محاسبه می گردد. فرمول زیر برای محاسبه نسبت استفاده می گردد:

$$\frac{\text{جذب نوری کنترل یا نمونه بیمار}}{\text{جذب نوری کالیبراتور}} = \text{ایندکس}$$

تفسیر نتایج به صورت زیر صورت می‌گیرد:

ایندکس > ۰/۹	منفی
۰/۹-۱/۱	مشکوک
۱/۱ ≤ ایندکس	مثبت

شاخصهای اجرایی:

(۱) مطالعه مقایسه ای:

کیت سنجش آنتی بادی IgG علیه آنتی ژنهای هسته ای شرکت پیشتاز طب با نمونه سرم های تایید شده با کیت تجاری مربوطه مقایسه شدند. نمونه های مثبت از جمعیت بیماران مراجعه کننده به یکی از مراکز ریفارال درمان بیماران روماتولوژیک انتخاب شدند. نتایج تست در جداول زیر آمده است.

تعداد نمونه مقایسه ای (۱۹۶)	کیت تجاری الایزای سنجش آنتی بادی IgG علیه آنتی ژنهای هسته ای			جمع
	+	-		
کیت الایزای سنجش آنتی بادی IgG علیه آنتی ژنهای هسته ای پیشتاز طب زمان	+	۱۲۸	۸	۱۳۶
	-	۲	۵۸	۶۰
	جمع	۱۳۰	۶۶	۱۹۶

موارد متناقض بین دو کیت مقایسه شده به کمک کیت تجاری سوم مورد تصمیم گیری قرار گرفت . نتایج تست های مقایسه ای بر روی نمونه های ذکر شده بیانگر حساسیت ۸۷/۹٪، اختصاصیت ۹۸/۵٪ و صحت ۹۴/۸٪ برای کیت شرکت پیشتاز طب است.

(۲) دقت آزمایش:

چهت بررسی تکرارپذیری کیت، آزمون های دقت درون سنجی (در یک کیت) و میان سنجی (بین چند کیت از یک سری ساخت) به وسیله چهار نمونه سرمی با غلظت های مختلف آنتی بادی IgG علیه آنتی ژنهای هسته ای انجام شد که نتایج آن در جداول مربوطه آمده است.

- آزمون دقت درون سنجی (Intra-assay) :

تعداد دفعات تکرار تست	میانگین S/C	SD	CV (%)	نمونه منفی
۲۰	۰/۷۵	۰/۰۴۸	۶/۴۰	نمونه منفی
۲۰	۱/۵۴	۰/۰۸۷	۵/۶۵	نمونه مثبت ضعیف
۲۰	۴/۱۴	۰/۱۷۱	۴/۱۳	نمونه مثبت قوی
۲۰	۸/۲۷	۰/۴۰۵	۴/۹۰	نمونه مثبت قوی

- آزمون دقیق میان سنجی (Inter-assay)

تعداد دفعات تکرار تست	میانگین S/C	SD	CV (%)
۲۰	۰/۶۷	۰/۱۰	۱۴/۹۳
۲۰	۱/۵۳	۰/۱۴	۹/۱۵
۲۰	۴/۶۱	۰/۴۶	۹/۹۸
۲۰	۹/۷۱	۱/۰۲۶	۱۰/۵۷

(۳) تداخل:

چهت بررسی تداخل کیت به سه نمونه سرم مقادیر زیر از عوامل مداخله گر هموگلوبین، تری گلیسرید و بیلی روبین اضافه و تغییرات میزان S/C نمونه در قبل و بعد از افزودن عوامل مداخله گر محاسبه شد و نتایج جدول زیر بدست آمد.

جدول نتایج:

آنالیت مداخله گر	غلظت آنالیت مداخله گر	ارزش نمونه قبل از افزودن آنالیت مداخله (S/C)	ارزش نمونه بعد از افزودن آنالیت مداخله (S/C)	تفاوت نتایج (%)
هموگلوبین	1 mg/ml	0.79	0.84	-5.95
		7.41	7.28	1.76
		9.56	9.71	-1.5
تری گلیسرید	3000 mg/dl	0.82	0.84	-2.38
		7.32	7.28	0.55
		9.73	9.71	0.2
بیلی روبین	20 mg/dL	0.88	0.84	4.76
		7.35	7.28	0.96
		9.69	9.71	-0.21

References:

- Tebo AE. Recent approaches to optimize laboratory assessment of antinuclear antibodies. Clin Vaccine Immunol. 2017;24(12):1–28.
- Pisetsky DS, Bossuyt X, Meroni PL. ANA as an entry criterion for the classification of SLE. Autoimmun Rev. 2019 Dec;18(12):102400.
- Gniewek RA, Stites DP, McHugh TM, Hilton JF, Nakagawa M. Comparison of antinuclear antibody testing methods: Immunofluorescence assay versus enzyme immunoassay. Clin Diagn Lab Immunol. 1997;4(2):185–8.
- Elbagir S, Sohrabian A, Elshafie AI, Elagib EM, Mohammed NEA, Nur MAM, Svenungsson E, Gunnarsson I, Rönnelid J. Accumulation of antinuclear associated antibodies in circulating immune complexes is more prominent in SLE patients from Sudan than Sweden. Sci Rep. 2020 Dec 3;10(1):21126.
- Pisetsky DS. Antinuclear antibody testing-misunderstood or misbegotten? Nat Rev Rheumatol. 2017;13(8):495–502.
- Choi MY, Cui J, Costenbader K, Rydzewski D, Bernhard L, Schur P. Different indirect immunofluorescence ANA substrate performance in a diagnostic setting of patients with SLE and related disorders: retrospective review and analysis. Lupus Sci Med. 2020 Nov;7(1):e000431.

7. Op De Beeck K, Vermeersch P, Verschueren P, Westhovens R, Mariën G, Blockmans D, et al. Detection of antinuclear antibodies by indirect immunofluorescence and by solid phase assay. Autoimmun Rev. 2011;10(12):801–8.
8. Pisetsky DS, Bossuyt X, Meroni PL. ANA as an entry criterion for the classification of SLE. Autoimmun Rev. 2019;18(12):102400.
9. Tan EM, Smolen JS, McDougal JS, Butcher BT, Conn D, Dawkins R, et al. A critical evaluation of enzyme immunoassays for detection of antinuclear autoantibodies of defined specificities: I. Precision, sensitivity, and specificity. Arthritis Rheum. 1999;42(3):455–64.
10. Nosal RS, Superville SS, Varacallo M. Biochemistry, Antinuclear Antibodies (ANA). 2020 Sep 15. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. PMID: 30725756.
11. Ahmad A, Heijke R, Eriksson P, Wirestam L, Kechagias S, Dahle C, Sjöwall C. Autoantibodies associated with primary biliary cholangitis are common among patients with systemic lupus erythematosus even in the absence of elevated liver enzymes. Clin Exp Immunol. 2021 Jan;203(1):22–31.

روش انجام آزمایش سنجش آنتی بادی های IgG خد هسته ای ANA به صورت شماتیک

نمونه ها را با کمک محلول رقیق کننده نمونه به نسبت ۱ به ۱۰۱ ررقیق کنید.

چاهکهای کوت شده با آنتی ژن های هسته ای			
نمونه	کنترل ها	کالیبراتور	محلولها
-	-	۱۰۰ میکرولیتر	کالیبراتور
-	۱۰۰ میکرولیتر	-	کنترل ها
۱۰۰ میکرولیتر	-	-	نمونه آماده شده
دهانه چاهک ها را با برچسب مخصوص پلیت بیوشانید و آن را به مدت ۶۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید. برچسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید. طبق دستور شستشو، ۵ بار چاهکها را بشویید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	آنزیم کونزوگ
دهانه چاهک ها را با برچسب مخصوص پلیت بیوشانید و آن را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید. برچسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید. طبق دستور شستشو، ۵ بار چاهکها را بشویید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول رنگزا
پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی انکوبه کنید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول متوقف کننده
جذب نوری چاهکها را در مقابل بلانک و در طول موج ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفانس) قرائت کنید.			