

کیت سنجش هورمون رشد به روش الایزا

حیطه کاربرد: کیت الایزای هورمون رشد پیش‌تاز طب، برای سنجش کمی هورمون رشد در سرم انسان و تشخیص اختلالات ترشح هورمون رشد طراحی شده است. این کیت تنها برای تشخیص آزمایشگاهی می‌باشد.

مقدمه:

هورمون رشد انسان (hGH)، یک هورمون پلی پپتیدی با وزن ملکولی ۲۱۵۰۰ دالتون است که توسط سلول‌های اسیدوفیل هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود. ترشح این هورمون با ۱۹۱ اسید آمینه، توسط GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) تحریک و به وسیله سوماتواستاتین مهار می‌شود که هر دو آن‌ها را هیپوتالاموس ترشح می‌کند. ترشح هورمون رشد از دوره جنینی شروع شده و در دوره نوزادی و بلوغ مقدار آن بالا است ولی با افزایش سن پس از بلوغ ترشح آن کاهش می‌یابد. ترشح این هورمون ضربانی بوده و حداکثر میزان ترشح در شب به ویژه در یک ساعت اول خواب عمیق است. هورمون رشد، برخلاف سایر هورمون‌های هیپوفیز، اثرات خود را به صورت مستقیم بر روی تقریباً تمام بافت‌های بدن اعمال می‌کند و موجب رشد تمام بافت‌های قابل رشد بدن می‌گردد. هورمون رشد باعث افزایش سنتز و ترشح IGF-1 (Insulin Like Growth Factor) از کبد می‌شود و اثرات خود را هم به صورت مستقیم و هم از طریق IGF-1 اعمال می‌کند. اندازه‌گیری هورمون رشد پایه به دلیل دامنه نوسان زیاد آن، نمی‌تواند تایید کننده تشخیص باشد و لذا از تست‌های تحریکی استفاده می‌شود که در آن از ورزش، هیپوگلیسمی با انسولین، L-DOPA، کلونیدین و انفوزیون ترکیب GHRH و آرژنین جهت تحریک ترشح هورمون رشد استفاده می‌شود. تست تحریکی تست قطعی جهت تشخیص کمبود هورمون رشد می‌باشد. اندازه‌گیری غلظت هورمون رشد در تشخیص اختلالاتی نظیر آکرومگالی، کوتاهی قد، ژینگاتیسم، سندرم پرادرولی، تومور هیپوفیزی و سندرم ترنر اهمیت بسیار دارد. از این رو کیت الایزای هورمون رشد پیش‌تاز طب، می‌تواند به عنوان ابزار تشخیص اختلالات ترشح هورمون رشد به کار برده شود.

اساس آزمایش:

اساس کیت کمی سنجش هورمون رشد به روش الایزای ساندویچ و با استفاده از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال می‌باشد. در این روش چاهک‌ها توسط آنتی‌بادی مونوکلونال علیه یکی از شاخص‌های آنتی‌ژنیک هورمون رشد پوشش داده می‌شوند (Coating). نمونه بیماران با آنتی‌بادی پوشش داده شده در ته چاهک و آنتی‌بادی ثانویه ضد هورمون رشد متصل به آنزیم HRP انکوبه می‌گردد. مقدار کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهک‌ها با غلظت هورمون رشد در نمونه‌ها متناسب است. پس از شستشو، محلول رنگزا که محتوی هیدروژن پراکسید (H_2O_2) و کروموژن است داخل چاهک‌ها ریخته می‌شود که رنگ آبی پدید آمده متناسب با کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهک‌ها است. با افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود که بهترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر دارد.

محتویات کیت:

- یک عدد پلیت دارای ۹۶ عدد چاهک پوشش داده شده با آنتی‌بادی مونوکلونال ضد هورمون رشد.
- محلول آنزیم کونژوگه (Enzyme Conjugate): یک ویال ۱۲ میلی‌لیتری حاوی محلول آنتی‌بادی ضد هورمون رشد متصل شده به آنزیم پراکسیداز (آماده برای مصرف-قرمز رنگ)
- سری استانداردها (Standards Set): شامل ۶ ویال (استاندارد صفر: ۲ میلی‌لیتر، سایر استانداردها ۰/۵ میلی‌لیتر) از استاندارد با غلظت‌های صفر، ۲/۵، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ ng/ml از هورمون رشد (آماده برای مصرف-سبز رنگ). (استانداردسازی شده با ماده مرجع بین‌المللی WHO (IS 80/505) 1st)
- سرم کنترل پایین (Low Control Serum): یک ویال ۰/۵ میلی‌لیتری حاوی مقدار مشخص هورمون رشد رقیق شده در محلول بافری دارای پروتئین به عنوان پایدار کننده و ۰/۰۵٪ کاتن به عنوان ماده محافظ (آماده برای مصرف-زرد رنگ). غلظت دقیق کنترل روی ویال ذکر شده است.



- ۵) سرم کنترل بالا (High Control Serum): یک ویال ۰/۵ میلی لیتری حاوی مقدار مشخص هورمون رشد رقیق شده در محلول بافری دارای پروتئین به عنوان پایدار کننده و ۰/۰۵٪ کاتن به عنوان ماده محافظ (آماده برای مصرف-قرمز رنگ). غلظت دقیق کنترل روی ویال ذکر شده است.
- ۶) محلول رنگزای یک مرحله ای (Chromogen-Substrate): یک ویال ۱۲ میلی لیتری حاوی تترامتیل بنزیدین و آب اکسیژنه (آماده برای مصرف-بی رنگ).
- ۷) محلول شستشو (Wash Buffer): یک ویال ۵۰ میلی لیتری حاوی محلول شستشوی غلیظ (20x) دارای محلول بافر فسفات و ۰/۰۵٪ توئین، جهت تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، مقدار مورد نیاز را با آب مقطر به نسبت ۱/۲۰ رقیق نمایید.
- ۸) محلول متوقف کننده (Stop Solution): یک ویال ۱۲ میلی لیتری حاوی اسید کلریدریک ۱ نرمال.
- ۹) یک عدد برچسب مخصوص پلیت.
- ۱۰) دستورالعمل مصرف.

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشند:

- ۱) دستگاه الایزایدر دارای فیلتر ۴۵۰ نانومتر (در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس)
- ۲) سمپله‌های دقیق و کالیبره ۲۰ و ۱۰۰ میکرولیتری و سر سمپله‌های مخصوص یکبار مصرف
- ۳) کاغذ نمگیر
- ۴) آب مقطر

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان:

- ۱) محتویات این کیت تنها برای مصرف در همین کیت قابل استفاده هستند.
- ۲) تمامی محتویات کیت تنها برای استفاده تشخیصی در آزمایشگاه می‌باشند.
- ۳) تنها پرسنل آموزش دیده بایستی از این تست استفاده نمایند.
- ۴) این کیت صرفاً جهت اندازه‌گیری هورمون رشد در سرم انسانی طراحی و ساخته شده است.
- ۵) از مخلوط کردن محتویات کیت‌ها با شماره ساخت‌های مختلف جداً خودداری نمایید.
- ۶) کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HBSAg و آنتی‌بادی‌های HCV و HIV کنترل گردیده‌اند و فاقد این عوامل می‌باشند. جهت احتیاط بهتر است کاربرانی که با کیت کار می‌کنند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزند و از وسایل ایمنی لازم در آزمایشگاه استفاده نمایند.
- ۷) نمونه بیمار، استانداردها، کنترل‌ها و چاهک‌های استفاده شده، باید به عنوان پسماندهای عفونی در نظر گرفته شوند. تمام محلول‌های واکنش‌گر و معرف‌ها باید مطابق با مقررات ملی دفع پسماندهای عفونی امحاء شوند.

شرایط نگهداری:

- ۱) کیت را در یخچال بین دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- ۲) چاهک‌ها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمایید.
- ۳) پایداری محتویات کیت تا پایان مدت انقضای نوشته شده بر روی هر یک از آن‌ها می‌باشد.

۴) ممکن است در محلول شستشوی غلیظ کریستال تشکیل شود که این امر مشکلی را ایجاد نمی‌نماید. قبل از تهیه محلول شستشوی کار، برای حل شدن کریستال ها، ویال را در ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار دهید. محلول شستشو را به نسبت ۱/۲۰ به میزان مورد نیاز با آب مقطر رقیق نمایید؛ این محلول (آماده مصرف) به مدت یک هفته در شرایط ۲-۸ درجه سانتی‌گراد قابل نگهداری و مصرف می‌باشد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه:

سرم را می‌توان پس از جدا نمودن از لخته خون استفاده نمود. نمونه ی سرم می‌تواند برای مدت حدود یک هفته در دمای ۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. هم‌چنین در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد تا ۱ ماه پایدار است. (در ضمن باید از Freeze - thaw نمودن نمونه پرهیز شود) از نمونه‌های مشکوک به آلودگی میکروبی جهت انجام آزمایش استفاده نشود.

توضیحات عمومی:

- ۱) قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه‌ها باید به درجه حرارت اتاق برسند. پلیت را بعد از رسیدن به دمای محیط از کیسه مخصوص آن خارج کرده و چاهک‌های مورد نیاز را بردارید.
- ۲) به محض شروع آزمایش کلیه مراحل باید بدون توقف انجام پذیرند. از خشک شدن چاهک‌ها در بین مراحل انکوباسیون پرهیز شود.
- ۳) حتما از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده شود.
- ۴) پس از افزودن محلول متوقف کننده، جذب نوری چاهک‌ها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می‌باشد.
- ۵) برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهک‌ها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهک‌ها تخلیه شوند.
- ۶) از مهم ترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب، زمان انکوباسیون مناسب می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلول های مورد نیاز را آماده نموده و درب آن ها را باز کنید، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیق تر می‌شود.

مراحل انجام آزمایش:

- ۱) تعداد چاهک های مورد نظر را انتخاب کرده و سایر چاهک ها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را ببندید.
- ۲) ابتدا مقدار ۲۰ میکرولیتر از هر استاندارد، کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بریزید. (پیشنهاد می‌گردد که از استانداردها و نمونه‌ها به صورت داپلیکیت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و کنترل را در دو چاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آن‌ها برای محاسبه نتایج استفاده کنید.)
- ۳) ۱۰۰ میکرولیتر از محلول کونژوگه را به هر چاهک اضافه نموده و پلیت را به آرامی به مدت ۱۵ ثانیه تکان دهید تا محتویات آن بخوبی مخلوط شوند درب چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهک‌ها را به مدت ۶۰ دقیقه در درجه حرارت اتاق (۲۸ - ۲۲ درجه سانتی‌گراد) انکوبه نمایید.
- ۴) محتویات چاهک‌ها را خالی کرده و چاهک‌ها را ۵ بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید. برای شستشو چنانچه دستگاه واشر اتوماتیک در دسترس نباشد می‌توان از سمپلر ۸ کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می‌تواند موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش گردد. در هر دفعه شستشو حدود ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهک‌ها را با وارونه کردن و تکاندن خالی نمایید و در انتهای عملیات شستشو، چاهک‌ها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی خارج شوند.
- ۵) ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگزا (Chromogen-Substrate) به هر چاهک اضافه نمایید، چاهک‌ها را به مدت ۱۵ دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی قرار دهید.
- ۶) با اضافه کردن ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک، واکنش‌های آنزیمی را متوقف نمایید. برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الایزا ریدر با فیلتر ۴۵۰ nm استفاده نموده و جذب نوری چاهک‌ها را قرائت نمایید. توصیه می‌شود از فیلتر ۶۳۰ nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد.


محاسبه نتایج:

از هر دستگاه الیزا ریدر با قابلیت سنجش جذب نوری در طول موج ۴۵۰ nm می‌توان استفاده نمود.

(۱) جذب نوری استانداردها، کنترل‌ها و نمونه‌ها را به کمک دستگاه الیزا ریدر در طول موج ۴۵۰ nm و در صورت امکان در مقابل فیلتر فرانس ۶۳۰ nm بخوانید.
(۲) با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها و غلظت معلوم آن‌ها نموداری (Point to point) رسم کنید به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آن‌ها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید، سپس نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمایید تا منحنی بدست آید.

(۳) میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمایید به طوری که این خط بر محور عمودی کاملاً عمود باشد و بعد از محل تلاقی خط و منحنی، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

استانداردها (ng/ml)	جذب نوری
0	0.02
2.5	0.29
5	0.52
10	0.91
25	1.83
50	2.70



توجه: جذب های نوری و منحنی مربوطه فقط به عنوان نمونه می باشد و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.

ارزشیابی آزمایش:

این آزمایش با داشتن شرایط زیر ارزشمند و قابل گزارش تلقی می‌گردد:
- جذب نوری استاندارد صفر و ۵۰ ng/ml به ترتیب کمتر از ۰/۱ و بیشتر از ۱/۶ قابل قبول است.

مقادیر مورد انتظار:

غلظت نرمال هورمون رشد در سرم خون $< 10 \text{ ng/ml}$ می‌باشد اما هر آزمایشگاه بایستی دامنه استاندارد خود را تعیین کند.
در حالت معمول، ترشح هورمون رشد انسانی به شکل موجی (ضربانی) است. در طی روز، غلظت های هورمون رشد کمتر از 0.06 ng/ml تا 3.33 متغیر است و در مدت زمان خوابیدن فرد، غلظت هورمون رشد به شکل مداومی افزایش می یابد ($\pm 10 \text{ ng/ml}$). ترشح هورمون رشد با انجام حرکات ورزشی، مصرف داروها و سایر آزمون‌های تحریکی افزایش می‌یابد، اما در شرایط کم کاری هیپوفیز و کمبود هورمون رشد، پاسخی به تست تحریکی وجود نداشته و یا بسیار کم است.


محدودیت‌های روش اندازه گیری:

به ندرت امکان دارد بعضی عوامل موجود در نمونه سرم، از جمله آنتی‌بادی‌های هتروفیلیک، برخی داروها، اتوانتی‌بادی‌ها و نظایر این‌ها بر نتیجه آزمایش اثر بگذارند. بنابراین بهتر است تفسیر نتیجه آزمایش با در نظر گرفتن نتایج معاینات بالینی، یافته‌های تشخیصی دیگر و شرح حال بیمار انجام گیرد.

شاخص‌های اجرایی:

(۱) مطالعه مقایسه‌ای:

کیت سنچس هورمون رشد شرکت پیشداز طب با کیت تجاری مربوطه مقایسه شد. تعداد ۷۳ نمونه سرم برای تست‌های مقایسه‌ای استفاده شدند. نتایج تست‌های مقایسه‌ای بروی نمونه‌های ذکر شده بیانگر همبستگی ۹۸٪ بین کیت پیشداز طب و کیت تجاری معتبر بود.



(۲) حداقل مقدار قابل اندازه‌گیری:

جذب نوری استاندارد صفر و سه برابر انحراف معیار (SD) مبنای مرز شاهد (LoB) در این کیت می‌باشد. بر اساس جذب نوری نمونه با غلظت پایین آنالیت و سه برابر انحراف معیار (SD) حداقل غلظت قابل تشخیص هورمون رشد در این کیت (0.15 ng/ml) می‌باشد.

(۳) دقت آزمایش:

جهت بررسی تکرار پذیری کیت، آزمون‌های دقت درون سنجی (در یک کیت) و میان سنجی (بین چند کیت از یک سری ساخت) به وسیله پنج نمونه سرمی با غلظت‌های متفاوت هورمون رشد انجام شد که نتایج آن در جداول مربوطه آمده است.

- آزمون دقت درون سنجی (Intra- assay):

CV (%)	SD (ng/ml)	میانگین (ng/ml)	تعداد دفعات تکرار تست	نمونه
2.91	0.03	1.03	20	نمونه ۱
4.04	0.16	3.96	20	نمونه ۲
3.73	0.51	13.66	20	نمونه ۳
5.13	1.03	20.06	20	نمونه ۴
6.42	2.74	42.63	20	نمونه ۵

- آزمون دقت میان سنجی (Inter- assay):

CV (%)	SD (ng/ml)	میانگین (ng/ml)	تعداد دفعات تکرار تست	نمونه
6.31	0.06	0.95	20	نمونه ۱
8.11	0.37	4.56	20	نمونه ۲
8.04	1.06	13.17	20	نمونه ۳
8.76	1.91	21.78	20	نمونه ۴
3.82	1.64	42.88	20	نمونه ۵

۴) ریکاوری آزمایش:

مقادیر مشخصی از هورمون رشد به سه نمونه سرم با مقادیر معلومی از هورمون رشد افزوده شد و ریکاوری آن ها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
* جهت تست ریکاوری از استانداردهای کیت استفاده نشود.

جدول ریکاوری:

ریکاوری (%)	مقدار بدست آمده	مقدار مورد انتظار	مقدار هورمون رشد افزوده شده (ng/ml)	مقدار هورمون رشد موجود در سرم (ng/ml)	نمونه
98	2.10	2.15	2.62	2.05	1
103	6.89	6.68	11.31	2.05	1
106	8.64	8.12	14.18	2.05	1
94	4.98	5.27	2.26	8.29	2
102	10.01	9.80	11.31	8.29	2
102	11.50	11.23	14.18	8.29	2
98	12.22	12.44	2.26	22.62	3
101	17.18	16.97	11.31	22.62	3
96	17.69	18.40	14.18	22.62	3

۵) خطی بودن آزمایش:

برای تایید خطی بودن تست رقت های سریالی از ۳ نمونه سرم با غلظت مشخص از هورمون رشد تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت و درصد ریکاوری محاسبه شد که در جدول زیر نتایج آن آورده شده است.

ریکاوری (%)				مقدار هورمون رشد موجود در سرم رقیق نشده (ng/ml)	نمونه
رقت ۱/۱۶	رقت ۱/۸	رقت ۱/۴	رقت ۱/۲		
91.36	93.48	93.03	103.76	40.35	1
95.55	90.95	99.19	100.65	31.32	2
106.17	105.13	101.60	101.19	38.69	3

۶) تست تداخل:

جهت بررسی تداخل کیت به سه نمونه سرم مقادیر زیر از عوامل مداخله گر اضافه و میزان ارزش نمونه در قبل و بعد از افزودن عوامل مداخله گر محاسبه شد و نتایج جدول زیر بدست آمد.

ریکاوری (%)	ارزش نمونه پس از افزودن آنالیت مداخله گر (ng/ml)	ارزش نمونه قبل از افزودن آنالیت مداخله گر (ng/ml)	غلظت آنالیت مداخله گر	آنالیت مداخله گر
94	0.46	0.49	1 mg/dl	هموگلوبین
93	5.27	5.65		
92	9.21	9.99		
94	0.48	0.51	600 mg/dl	تری گلیسرید
92	5.20	5.67		
95	9.49	10.01		
100	0.53	0.53	12 mg/dl	بیلی روبین
91	5.18	5.70		
92	9.23	10.04		

۷) اختصاصیت آزمایش :

جهت بررسی اختصاصیت کیت سنجش هورمون رشد اثر تداخلی آنالیت های هورمونی زیر بررسی گردید، نتایج در جدول زیر آمده است:

واکنش متقاطع	غلظت	آنالیت
<0.15	150000 mIU/L	Prolactin
<0.15	15000 IU/L	FSH
<0.15	500 mIU/L	TSH
<0.15	2500 IU/L	LH
<0.15	150000 IU/L	hCG

۸) اثر هوک (Hook Effect) :

آزمایش هورمون رشد جهت سرم های با غلظت بسیار بالا از این آنالیت (تا 600 ng/ml) صورت گرفت که پدیده هوک مشاهده نشد.

References:

1. Ayuk, J., & Sheppard, M. C. (2006). Growth hormone and its disorders. *Postgraduate Medical Journal*, 82(963), 24. <https://doi.org/10.1136/PGMJ.2005.036087>
2. Burtis, C. A., Ashwood, E. R., Bruns, D. E., & Tietz, N. W. (2013). *Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics*. 238.
3. Glynn, N., & Agha, A. (2012). Diagnosing Growth Hormone Deficiency in Adults. *International Journal of Endocrinology*, 2012. <https://doi.org/10.1155/2012/972617>
4. Hartman, M. L., Veldhuis, J. D., & Thorner, M. O. (1993). Normal Control of Growth Hormone Secretion. *Hormone Research in Paediatrics*, 40(1-3), 37-47. <https://doi.org/10.1159/000183766>
5. Ranke, M. B., Ørskov, H., Bristow, A. F., Seth, J., & Baumann, G. (1999). Consensus on How to Measure Growth Hormone in Serum. *Hormone Research in Paediatrics*, 51(Suppl. 1), 27-29. <https://doi.org/10.1159/000053132>
6. Ribeiro de Oliveira Longo Schweizer, J., Ribeiro-Oliveira Jr, A., & Bidlingmaier, M. (2018). Growth hormone: isoforms, clinical aspects and assays interference. *Clinical Diabetes and Endocrinology*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/S40842-018-0068-1>
7. Stanley, T. (2012). Diagnosis of growth hormone deficiency in childhood. *Current Opinion in Endocrinology, Diabetes, and Obesity*, 19(1), 47-52. <https://doi.org/10.1097/MED.0B013E32834EC952>

روش انجام آزمایش هورمون رشد به صورت شماتیک			
چاهک های کوت شده با آنتی بادی ضد هورمون رشد			
نمونه	کنترل	استاندارد	محلول ها
-	-	۲۰ میکرولیتر	استانداردها
-	۲۰ میکرولیتر	-	کنترل ها
۲۰ میکرولیتر	-	-	نمونه
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	آنزیم کونژوگه
پلیت را به ملایمت برای مدت ۱۵ ثانیه تکان دهید تا محتویات چاهک ها بخوبی مخلوط شوند و سپس دهانه چاهک ها را با برسب مخصوص پلیت بپوشانید. ۶۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید. برسب پلیت را برداشته و محتویات چاهک ها را خالی کنید. طبق دستور شستشو ۵ بار چاهک ها را بشویید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول رنگزا
پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی انکوبه کنید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول متوقف کننده
جذب نوری چاهک ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس) قرائت کنید.			