

## کیت سنجش PSA به روش الایزا

### مقدمه :

آنتی زن اختصاصی پروستات (PSA) جزئی از خانواده آنزیم کالیکرین با وزن مولکولی حدود ۳۰ کیلو دالتون است که دارای فعالیت آنزیمی مشابه کیموموتیریسین می باشد. این گلیکو پروتئین منomer در اپی تلیوم غده پروستات تولید و به طور طبیعی به داخل مایع سمتیان ترشح شده و عملکرد آن تجزیه پروتئینهای وزنکولهای سمتیان و حل کردن لخته سمتیان است. PSA در سرم به چندین شکل وجود دارد، یک نوع با وزن مولکولی پایین (حدود ۳۰ کیلو دالتون) که نمایانگر یک پرو آنزیم یا شکل غیر فعال از نظر آنزیمی است و نوع دیگر که بصورت یک کمپلکس بزرگ با مهار کننده های سرین پروتئازی سرم نظیر آلفا - ۱ - آنتی کیموموتیریسین (ACT) مشاهده می شود. شکل غالب در اکثر افراد وزن مولکولی بالاتری حدود ۹۰-۱۰۰ کیلو دالتون دارد که معادل وزن مولکولی PSA و ACT است، نسبت این دو فرم در افراد تغایرت دارد، به ویژه در محدوده ای از PSA که برای تشخیص اولیه کانسر پروستات اهمیت دارد. مقادیر کم PSA بطور طبیعی در جریان خون وجود دارد ولی افزایش آن نشانه ای از آسیب خوش خیم یا بدخشم پروستات است. امروزه اندازه گیری PSA به عنوان یک روش در تشخیص کانسر پروستات و پیگیری پس از درمان و جراحی بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. در کشورهای پیشرفته سرطان پروستات بیشترین تلفات را در بین سرتانها داشته و به عنوان دومین سرطان تشخیص داده شده به شمار می آید. اندازه گیری میزان PSA به تنهایی جهت تایید وجود کانسر کافی نبوده زیرا در بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) نیز دیده می شود و بهتر است به همراه سایر روشهای تشخیصی به کار رود. بعد از برداشتن پروستات (پروستکتومی) میزان PSA در حد صفر خواهد بود و مقادیر بالاتر از ۰/۱ ng/ml باید مورد توجه قرار گیرد و جهت عدم برداشت کامل غده و یا متاستاز پیگیری شود. آنتی بادیهای مورد استفاده در این کیت بطور دقیق جهت ارزیابی PSA آزاد و کمپلکس انتخاب شده است.

### اساس آزمایش :

اساس این کیت به روش ساندویچ و با استفاده از آنتی بادیهای مونوکلونال می باشد. در این روش چاهکها توسط آنتی بادیهایی علیه یک شاخص آنتی ژنیک PSA پوشش داده می شوند (Coating). نمونه بیماران با آنتی بادی پوشش داده شده در ته چاهکها مجاور می شود. پس از انکوباسیون و شستشو آنتی بادی ژنیک PSA متصل به آنزیم HRP به چاهکها اضافه شده و انکوبه می گردد که مقادیر کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهکها با غلظت PSA در نمونه ها متناسب است، پس از شستشو محلول رنگزا که محتوی هیدروژن پراکسید ( $H_2O_2$ ) و کروموزن است داخل چاهکها ریخته می شود که رنگ آبی پدید آمده متناسب با کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهکهاست. با افرودن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می شود که بهترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر دارد.

### محتويات کیت :

- (۱) پلیت ۹۶ خانه حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد PSA (Anti-PSA Coated Plate)
- (۲) محلول آنزیم کنزوگه (Enzyme Conjugate) : یک ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر (آماده مصرف).
- (۳) سری استانداردها (Standards Set) : شامل ۶ ویال استاندارد با غلظتهاي PSA ۰, ۱, ۴, ۱۰, ۲۵, ۵۰ ng/ml کالیبره شده در مقابل استاندارد ۹۶/۶۷۰ WHO 1st IS (استاندارد صفر محتوى ۲ میلی لیتر و سایر استانداردها حاوی ۱ میلی لیتر می باشند).
- (۴) سرم کنترلهای بالا و پایین : دو ویال هر یک حاوی ۱ میلی لیتر سرم کنترل با غلظت مشخص درج شده بر روی برچسب ویال.
- (۵) محلول اسی بافر (Assay Buffer) : یک ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر (آماده مصرف).
- (۶) محلول رنگزای یک مرحله ای (Chromogen-Substrate) : یک ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر (آماده مصرف).
- (۷) محلول شستشو (Wash Solution) : یک ویال حاوی ۵۰ میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (۲۰X) . جهت تهیه محلول شستشوی آماده مصرف ، مقدار موردنیاز را با آب مقطور به نسبت ۱/۲۰ ررقق نمایید.
- (۸) محلول متوقف کننده (Stop Solution) : یک ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر اسید کلریدریک ۱ نرمال.
- (۹) برچسب مخصوص پلیت.

### مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشند :

- (۱) دستگاه الایزایریدر با طول موج ۴۵۰ نانومتر و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر .
- (۲) سمپلرهای ۲۰ و ۱۰۰ میکرولیتر دقیق .
- (۳) آب مقطور .

## نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان :

- (۱) محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت طراحی شده است .
- (۲) از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جداً خودداری نمایید .
- (۳) کلیه مواد موجود در کیت که مشاه سرمی دارند از نظر وجود HBSAg و آنتی بادی های ضد HCV و HIV کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند ، چهت احتیاط بهتر است کاربرانی که با کیت کار می کنند از تماس مستقیم با مواد پیرهیزند .

## شرایط نگهداری :

- (۱) کیت را در یخچال بین دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید .
- (۲) چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمکی نگهداری نمایید .
- (۳) پایداری محتویات کیت تا پایان مدت انقضای نوشته شده بر روی هر یک از آنها می باشد .
- (۴) محلول شستشوی آماده مصرف که به نسبت ۱/۲۰ با آب مقطر رقیق شده باشد به مدت یک هفته در شرایط ۲-۸ درجه سانتی گراد قابل نگهداری و مصرف می باشد .

## جمع آوری و آماده سازی نمونه :

سرم یا پلاسما را می توان پس از جدا نمودن از خون استفاده نمود ، نمونه را می توان به مدت دو روز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و یا برای مدت زمان طولانی تر (حداکثر ۳۰ روز) در دمای -۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمود . در ضمن باید از Freeze-thaw نمودن نمونه پرهیز شود . پس از ماساز پروستات ، بیوبسی و یا جراحی Transurethral میزان PSA در سرم افزایش می یابد که با توجه به نیمه عمر ۳ - ۲ روزه آن بهتر است اندازه گیری PSA حدوداً ۲ - ۳ هفته بعد انجام شود .

## توضیحات عمومی :

- (۱) قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق رسانده و بخوبی تکان دهید تا کاملاً یکنواخت شوند .
- (۲) بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند .
- (۳) از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید .
- (۴) پس از افزودن محلول متوقف جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
- (۵) برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرين قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شود .
- (۶) از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب زمان انکوباسیون مناسب می باشد ، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید ، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتر می شود .
- (۷) بدیل مشابه در بند ۶ بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها بیش از ۵ دقیقه بطول نیانجامد .

## مراحل انجام آزمایش :

- (۱) تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و سایر چاهکها را به همراه نمکی درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را بینندید .
- (۲) ۲۰ میکرولیتر از هر استاندارد ، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک پریزید ، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها بصورت دالپلیکت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک پریزید و در انتهای آیناگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید .
- (۳) ۱۰۰ میکرولیتر از محلول اسی بافر (Assay Buffer) را به هر چاهک اضافه نموده و پلیت را به آرامی به مدت ۱۵ ثانیه تکان دهید تا محتویات آن بخوبی مخلوط شوند درب چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت ۳۰ دقیقه در درجه حرارت اتاق (۲۲-۲۸ درجه سانتی گراد) انکوبه نمایید .
- (۴) محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را ۵ بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید (برای شستشو می توان از سمپلر ۸ کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطأ در نتیجه آزمایش گردد ، در هر دفعه شستشو حدود ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو از هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را با وارونه کردن و تکاندن خالی نمایید و در انتهای عملیات شستشو چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه با کاغذ نمکی بزنید تا قطرات اضافی خارج شوند ) .
- (۵) ۱۰۰ میکرولیتر از محلول آنزیم کنژوگ (Enzyme Conjugate) را به هر چاهک اضافه نموده و چاهکها را به مدت ۳۰ دقیقه در درجه حرارت اتاق (-۲۸-۲۲ درجه سانتی گراد) انکوبه نمایید .
- (۶) محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را ۵ بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید (همانند بند ۴) .

۷) ۱۰۰ میکرولیتر محلول زنگزا (Chromogen-substrate) به هر چاهک اضافه نمایید.

۸) چاهکها را به مدت ۱۵ دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمایید.

۹) با اضافه کردن ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده (stop solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمایید. برای سنجش جذب نوری از دستگاه الایزرایدر با فیلتر ۴۵۰ nm استفاده نمایید (توصیه می شود از فیلتر ۶۳۰ nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد).

### محاسبه نتایج :


از هر دستگاه الایزرایدر با قابلیت سنجش جذب نوری در طول موج ۴۵۰ nm میتوان استفاده نمود.

۱) جذب نوری استانداردها و نمونه ها را به کمک دستگاه الایزرایدر در طول موج ۴۵۰ nm (و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس ۶۳۰ nm) بخوانید.

۲) با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها و غلظت معلوم آنها نموداری (Point to point) (رسم کنید به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید، سپس نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمایید تا منحنی بدست آید.

۳) میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمایید بطوریکه این خط بر محور عمودی کاملاً عمود باشد و بعد از محل تلاقی خط و منحنی، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

استانداردها (ng/ml)	جذب نوری
۰	۰/۰۳
۱	۰/۱۳
۴	۰/۵۵
۱۰	۱/۱۴
۲۵	۱/۸۲
۵۰	۲/۳۶



توجه : جنبهای نوری و منحنی مربوطه فقط به عنوان نمونه می باشد و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.

مقادیر مورد انتظار :

مقادیر نرمال در سرم افراد طبیعی که توسط تستهای مکرر به روش الایزا بدست آمده به قرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد :

محدوده طبیعی
Up to 4.0 ng/ml

### شاخصهای اجرایی :

#### ۱) حداقل مقدار قابل اندازه گیری :

بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و سه برابر انحراف معیار (SD) حداقل غلظت PSA قابل تشخیص در این کیت ۰/۱ ng/ml می باشد.

#### ۲) دقت آزمایش :

آزمایشهای ایتنرا- اسی (همخوانی غلظت مشخص ازیک نمونه در یک سری آزمایش) و ایتنرا- اسی (همخوانی غلظت مشخص ازیک نمونه در سری آزمایشات مختلف) با استفاده از ۴ سرم با غلظتهای مختلف PSA انجام گردید که در جداول ۱ و ۲ آمده است :

### جدول شماره ۱ (ایسترا- اسی) :

نمونه	تعداد دفعات تکرار تست	میانگین ng/ml	SD	CV%
۱	۲۴	۰/۶	۰/۰۳	۵/۰
۲	۲۴	۲/۲	۰/۰۸	۳/۶
۳	۲۴	۹/۹	۰/۳۵	۳/۵
۴	۲۴	۳۰	۱/۳	۴/۳

### جدول شماره ۲ (اینتر- اسی) :

نمونه	تعداد دفعات تکرار تست	میانگین ng/ml	SD	CV%
۱	۱۰	۰/۶	۰/۰۵	۸/۳
۲	۱۰	۲/۹	۰/۲	۶/۹
۳	۱۰	۱۹/۲	۱/۲	۶/۳
۴	۱۰	۳۷	۲/۴	۶/۵

هر سری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است.

### ۳) ریکاوری آزمایش :

مقادیر معلومی از PSA به ۴ نمونه سرم با غلظتها مشخص PSA افزوده شده و ریکاوری آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول صفحه بعد آمده است:

نمونه	مقدار PSA موجود در سرم (ng/ml)	مقدار افزوده شده PSA (ng/ml)	مقدار مورد انتظار (ng/ml)	مقدار بدست آمده (ng/ml)	ریکاوری (%)
۱	۱/۵	۱	۱/۲۵	۱/۱۵	۹۲
۱	۱/۵	۱۰	۵/۷	۵/۹	۱۰۳
۱	۱/۵	۲۵	۱۳/۲	۱۳	۹۸
۲	۴/۳	۱	۲/۶	۲/۴	۹۲
۲	۴/۳	۱۰	۷/۱	۶/۸	۹۶
۲	۴/۳	۲۵	۱۴/۶	۱۴/۱	۹۶
۳	۱۲/۸	۱	۶/۹	۶/۵	۹۴
۳	۱۲/۸	۱۰	۱۱/۴	۱۲/۱	۱۰۶
۳	۱۲/۸	۲۵	۱۸/۹	۱۹/۳	۱۰۲
۴	۳۷/۲	۱	۱۹/۱	۲۰	۱۰۵
۴	۳۷/۲	۱۰	۲۳/۶	۲۴/۵	۱۰۴
۴	۳۷/۲	۲۵	۳۱/۱	۲۹	۹۳

### ( خطی بودن آزمایش :

به کمک استاندارد صفر رقهای متوالی از ۳ نمونه سرم با غلظت مشخص از PSA تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول زیر نتایج آن آورده شده است .

ریکاوری (%)					مقدار PSA موجود در سرم رقیق نشده (ng/ml)	نمونه
۱/۳۲	۱/۱۶	۱/۸	۱/۴	۱/۲		
۹۳	۱۰۶	۸۹	۹۸	۱۰۴	۸۰	۱
۹۰	۹۵	۹۲	۱۰۰	۹۹	۴۷	۲
۱۰۸	۱۱۰	۹۸	۹۵	۱۰۲	۲۵	۳

### ( اثر هوک (Hook Effect) :

آزمایش PSA جهت سرمهایی با غلظت بسیار بالا از این آنالیت (تا  $50 \mu\text{g}/\text{ml}$ ) صورت گرفت که پدیده هوک مشاهده نشد .

### References:

- Belanger A, van Harbeek H, et al. Molecular mass and carbohydrate structure of prostate specific antigen. Studies for establishment of an international PSA. Prostate 1995; 27: 187-197 .  
 Zhov A.M, Tewari P.C, card weu G.W. Multiple forms of PSA in serum; differences in immunorecognition by monoclonal and polyclonal assay.Clin. Chem. 1993;39: 2483 .

### روش انجام آزمایش بصورت شماتیک

چاهکهای کوت شده با آنتی بادی ضد PSA			
نمونه	سرم کنترل	استانداردها	محلولها
-	-	۲۰ میکرولیتر	استانداردها
-	۲۰ میکرولیتر	-	سرم کنترل
۲۰ میکرولیتر	-	-	نمونه
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	اسی بافر
پلیت را به مالایمت برای مدت ۱۵ ثانیه تکان دیده تا محتویات چاهکها بخوبی مخلوط شوند، سپس دهانه چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانید. ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید. برچسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید و طبق دستور شستشو ۵ بار چاهکها را بشویید.			
محلول آنزیم کثروگه	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	
دهانه چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانید. ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید. برچسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید و طبق دستور شستشو ۵ بار چاهکها را بشویید.			
محلول رنگزا	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	
۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی انکوبه کنید.			
محلول متوقف کننده	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	
جذب نوری چاهکها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر فرانس) قرائت کنید .			