

کیت سنجش هورمون تیروکسین (T4) به روش الایزا

مقدمه:

هورمون تیروکسین (T4) در غده تیروئید از ید و تیروزین ساخته می‌شود. فقط ۰/۰۳ تا ۰/۰۲ درصد از این هورمون در خون بصورت آزاد وجود دارد و بقیه این هورمون بصورت متصل با پروتئینهاست که اصلی ترین این پروتئینها، تیروکسین بایندینگ گلوبولین (TBG) می‌باشد، مقدار کل تیروکسین در خون (Total T4) به عنوان یک فاکتور مهم در بررسی وضعیت تیروئید مطرح می‌باشد. بطور معمول در سرم افراد مبتلا به هیپرتیروئیدیسم مقدار T4 افزایش یافته و در افراد دچار هیپوتیروئیدیسم مقدار آن کاهش می‌یابد ولی در هر حال در مواردی که مقدار پروتئینهای متصل شونده به تیروکسین به دلایل فیزیولوژیک، ژنتیک یا فارماکولوژیک به صورت نرمال نمی‌باشد ممکن است که اندازه گیری مقدار کل T4 به تنهایی نتواند فاکتور صحیحی در سنجش عملکرد تیروئید باشد. کیت حاضر قابلیت اندازه گیری و تیتراسیون هورمون تیروکسین را با اختصاصیت و حساسیت بسیار بالا دارا می‌باشد.

اساس آزمایش:

کیت T4 حاضر به روش رقابتی و به کمک آنتی بادی مونوکلوتال طراحی گردیده است. در این روش چاهکها توسط آنتی بادی مولکول T4 می‌باشد پوشش داده می‌شوند (Coating). استانداردها و نمونه بیماران با آنتی بادی چاهکها مجاور شده و سپس محلول اسی بافر (Assay buffer) و در پی آن T4 کنزوگه با آنزیم HRP به چاهکها اضافه می‌شوند که این T4 کنزوگه (T4-HRP) با T4 موجود در نمونه در اتصال به آنتی بادیهای کوت شده در چاهکها را بثابت می‌کند، بنابراین هر چه مقدار T4 در نمونه بیشتر باشد مقدار T4 کنزوگه کمتری به آنتی بادی های کوت شده متصل می‌گردد و بالعکس. پس از شستشو محلول رنگرا که محتوی هیدروژن پراکسید (H2O2) و کروموزن است به داخل چاهکها ریخته شده و انکوبه می‌گردد که بعد از انکوباسیون رنگ آبی پدید آمده به صورت معکوس با غلظت T4 موجود در نمونه ها متناسب است. برای جلوگیری از فعالیت بیش از اندازه و نامناسب آنزیم محلول متوقف کننده افزوده می‌گردد که فعالیت آنزیم را متوقف کرده و رنگ آبی را به زرد تبدیل می‌نماید که بهترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر دارد.

محتویات کیت:

- ۱) پلیت ۹۶ خانه حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد T4 (Anti-T4 Coated Plate).
- ۲) محلول آنزیم کنزوگه (T4 Enzyme Conjugate) : یک ویال حاوی ۶ میلی لیتر (آماده مصرف).
- ۳) اسی بافر (Assay buffer) : یک ویال حاوی ۶ میلی لیتر (آماده مصرف).
- ۴) سری استانداردها (Standards Set) : ۶ ویال استاندارد شامل غلظت‌های ۰، ۲، ۴، ۸، ۱۲، ۲۰ $\mu\text{g/dl}$ از T4 (استاندارد صفر حاوی ۱ میلی لیتر و سایر استانداردها حاوی ۰/۵ میلی لیتر می‌باشند).
- ۵) سرم کنترل : یک ویال حاوی ۰/۵ میلی لیتر سرم کنترل با غلظت مشخص درج شده بر روی برچسب ویال.
- ۶) محلول شستشو (Wash Solution) : یک ویال حاوی ۵۰ میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (۲۰ X). جهت تهیه محلول شستشوی آماده مصرف مقدار لازم از محلول شستشوی غلیظ را به نسبت ۱/۲۰ با آب مقطر رقيق کنید.
- ۷) محلول رنگزای یک مرحله‌ای (Chromogen-Substrate) : یک ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر (آماده مصرف).
- ۸) محلول متوقف کننده (Stop Solution) : یک ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر اسید کلریدریک ۱ نرمال.
- ۹) برچسب مخصوص پلیت.

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی‌باشند:

- ۱) دستگاه الایزایریدر دارای فیلتر ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفانس).
- ۲) سپهرهای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ میکرولیتر دقیق.
- ۳) آب مقطرا.

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان:

- ۱) محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت تعبیه شده است.
- ۲) از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمایید.

۳) کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HBsAg و آنتی بادی های ضد HCV و HIV کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشد، جهت احتیاط بهتر است هر پرسنلی که با کیت کار می کند از تماس مستقیم با مواد پرهیزد.

شرط نگهداری:

- ۱) کیت را در یخچال بین دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- ۲) چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمایید.
- ۳) پایداری محتويات کیت تا پایان مدت انقضای یاد شده بر روی هر یک از آنها می باشد.
- ۴) محلول شستشوی آماده مصرف که به نسبت ۱/۲۰ با آب م قطر رقيق شده باشد به مدت یک هفته در شرایط ۲-۸ درجه سانتی گراد قابل نگهداری و مصرف می باشد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه:

سرم یا پلاسما را می توان پس از جدا نمودن از خون استفاده نمود ، نمونه را می توان به مدت دو روز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و با برای مدت زمان طولانی تر (ماکریم ۳۰ روز) در دمای -۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمود (در ضمن باید از Freez-thaw نمودن نمونه پرهیز شود).

توضیحات عمومی:

- ۱) قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق برسانید .
- ۲) بهتر است بمحض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند .
- ۳) از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید .
- ۴) پس از افزودن محلول متوقف کننده جذب نوری چاهکها حد اکثر تا نیم ساعت قابل قراءت می باشد .
- ۵) برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرين قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند .
- ۶) از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب زمان انکوباسیون مناسب می باشد، بنا بر این پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتر می شود .
- ۷) به دلیل مشابه در بند ۶ بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها بیش از ۵ دقیقه بطول نیاجامد .

مراحل انجام آزمایش :

- ۱) تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و باقی چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را بینندید.
- ۲) ۲۵ میکرولیتر از هر استاندارد، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بزیرید . پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها بصورت دلیلیکیت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بزیرید و در انتهای از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید ، سپس ۵۰ میکرولیتر اسی بافر (Assay buffer) و در پی آن ۵۰ میکرولیتر آنزیم کنژوگه را در داخل چاهک ها ریخته و برای مدت ۱۵ ثانیه پلیت را تکان دهید تا محتويات چاهکها خوب مخلوط شوند و آنگاه درب چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت ۱ ساعت در درجه حرارت اتاق (۲۲-۲۸ درجه سانتی گراد) و در تاریکی انکوبه نمایید .
- ۳) محتويات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را ۵ بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید (برای شستشو می توان از سمپلر ۸ کاتالله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطأ در نتیجه آزمایش گردد در هر دفعه شستشو حدود ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را با وارونه کردن و تکاندن خالی نماید و در انتهای عملیات شستشو چاهک ها را در حالت وارونه و با ضربات مالاییم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بزنید تا قطرات اضافی خارج شوند .
- ۴) ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگرا (Chromogen - Substrate) به هر چاهک اضافه نمایید و چاهکها را به مدت ۱۵ دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمایید .
- ۵) با اضافه کردن ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمایید . برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الایزرایدر با فیلتر nm ۴۵۰ استفاده نمایید (توصیه میشود از فیلتر رفرانس استفاده گردد) .


محاسبه نتایج :

از هر دستگاه الایزرایدر با قابلیت سنجش جذب نوری در طول موج nm ۴۵۰ میتوان استفاده نمود .



- ۱) جذب نوری استانداردها و نمونه ها را به کمک دستگاه الایزریدر در طول موج ۴۵۰ nm (و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس ۶۳۰ nm) بخوانید.
- ۲) با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها و غلظت معلوم آنها نموداری (Point to point) رسم کنید به این صورت که جذب نوری استانداردها را عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برد و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید، سپس نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمایید تا منحنی بدست آید.
- ۳) میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمایید بطوریکه این خط بر محور عمودی کاملاً عمود باشد و بعد از محل تلاقی خط و منحنی، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

استانداردها ($\mu\text{g/dl}$)	جذب نوری
.	۲/۷۲
۲	۱/۳۵
۴	۰/۸۲
۸	۰/۴۱
۱۲	۰/۲۱
۲۰	۰/۱۲



توجه: جذبهای نوری و منحنی مربوطه فقط به عنوان نمونه می باشد و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.

مقادیر مورد انتظار :

مقادیر نرمال T4 در سرم افراد طبیعی که توسط تستهای مکرر به روش الایزا بدست آمده به قرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد :

محدوده طبیعی $\mu\text{g/dl}$	میانگین محدوده طبیعی $\mu\text{g/dl}$
۴/۷-۱۲/۵	۸/۶

$$\text{-g/dl} \times 12.87 = \text{nmol/L}$$

$$\text{nmol/L} \times 0.078 = \text{-g/dl}$$

شاخصهای اجرایی :

۱) حداقل مقدار قابل اندازه گیری :

بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و منهای سه برابر انحراف معیار (SD) حداقل غلظت T4 قابل تشخیص در این کیت $۰/۴ \mu\text{g/dl}$ می باشد.

۲) دقیق آزمایش :

آزمایشها ایتر-اسی (همخوانی غلظت مشخص ازیک نمونه در یک سری آزمایش) و ایتر- اسی (همخوانی غلظت مشخص ازیک نمونه در سری آزمایش های مختلف) با استفاده از ۳ سرم با غلظتهای مختلف T4 انجام گردید که در جداول ۱ و ۲ آمده است :

جدول شماره ۱ (اینتر- اسی) :

نمونه	تعداد دفعات تکرار تست	میانگین (μg/dl)	SD	CV%
۱	۲۴	۳/۶	۰/۱۸	۵
۲	۲۴	۹/۵	۰/۵۵	۵/۸
۳	۲۴	۱۶	۰/۵۸	۳/۶

جدول شماره ۲ (اینتر- اسی) :

نمونه	تعداد دفعات تکرار تست	میانگین (μg/dl)	SD	CV%
۱	۱۰	۳/۸	۰/۲۱	۵/۵
۲	۱۰	۹/۹	۰/۷۶	۷/۶
۳	۱۰	۱۵/۳	۰/۶۸	۴/۴

هر سری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است.

ریکاوری آزمایش :

مقادیر معلومی از T4 به ۴ سرم با غلظتهای مشخص T4 افزوده شد و ریکاوری آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول زیر آمده است:

نمونه	مقدار موجود در سرم (μg/dl)	مقدار افزوده شده (μg/dl)	مقدار مورد انتظار (μg/dl)	مقدار بدست آمده (μg/dl)	ریکاوری (%)
۱	۲/۵	۲	۲/۲۵	۲/۴	۱۰۷
۱	۲/۵	۸	۵/۲	۵/۱	۹۸
۱	۲/۵	۲۰	۱۱/۲	۱۲	۱۰۷
۲	۴	۲	۳	۲/۸	۹۳
۲	۴	۸	۶	۶/۳	۱۰۵
۲	۴	۲۰	۱۲	۱۲	۱۰۰
۳	۷	۲	۴/۵	۴/۲	۹۳
۳	۷	۸	۷/۵	۷/۱	۹۵
۳	۷	۲۰	۱۳/۵	۱۳/۹	۱۰۳
۴	۱۱	۲	۶/۵	۷/۱	۱۰۹
۴	۱۱	۸	۹/۵	۹	۹۵
۴	۱۱	۲۰	۱۵/۵	۱۶/۵	۱۰۶

خطی بودن آزمایش :

با کمک استاندارد صفر، رقت‌های متوالی از ۴ نمونه سرم با غلظت مشخص از T4 تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول زیر نتایج آن آورده شده است.

نمونه	مقدار T4 موجود در سرم رقیق نشده (μg/dl)	ریکاوری (%)			
		۱/۱۶	۱/۸	۱/۴	۱/۲
۱	۸/۵	۹۱	۱۰۶	۹۵	---
۲	۱۲	۱۰۹	۹۱	۹۴	---
۳	۲۱	۹۲	۹۰	۹۶	۹۱
۴	۲۸	۱۰۹	۹۴	۹۰	۱۰۷

(اختصاصیت آزمایش :

اختصاصیت این آزمایش به کمک سرمهایی با غلظتهای مختلف (T3) – 3, 3', 5 – Triiodothyronine (T3) – 3, 3', 5' Triiodothyronine (rT3) – 3, 3', 5 – Diiodothyronine و 3, 3', 5 Triiodothryopropionic acid 3, 3', 5 - Triiodothyro acetic acid که نتایج آن در جدول زیر آمده است :

جدول اختصاصیت (واکنش متقطع) :

غلظت ظاهری T4 ($\mu\text{g/dl}$)	غلظت (nmol/L)	آنالیت
<0.4	100	3, 5 - Diiodothyronine
<0.4	100	3, 3', 5 – Triiodothyronine (T3)
<0.4	100	3, 3', 5' - Triiodothyronine (rT3)
<0.4	100	3, 3', 5 - Triiodothyro acetic acid
<0.4	100	3, 3', 5 – Triiodothryopropionic acid

References:

- Liewendahl K: Assessment of thyroid status by laboratory methods: development and perspectives. Scand J Clin Invest 50 (Suppl 201) : 83-92, 1990.
 Cavalieri RR, Rapoport B: "Impaired peripheral conversion of Thyroxine to Triiodothyronine." Ann Rev Med 28:57-65,1977.
 Spector DA et al: "Thyroid function and metabolic state in chronic renal failure." Ann Int Med 85:724-730,
 Burr WA et al: "Serum triiodothyronine and reverse triiodothyronine concentrations after surgical operation." Lancet II:1277-1279,1975

روش انجام آزمایش T4 بصورت شماتیک

چاهکهای کوت شده با آنتی بادی جهت تست T4			
نمونه	سرم کنترل	استانداردها	محلولها
-	-	۲۵ میکرولیتر	استانداردها
-	۲۵ میکرولیتر	-	سرم کنترل
۲۵ میکرولیتر	-	-	نمونه
۵۰ میکرولیتر	۵۰ میکرولیتر	۵۰ میکرولیتر	اسی بافر
۵۰ میکرولیتر	۵۰ میکرولیتر	۵۰ میکرولیتر	آنژیم کتروگه
پلیت را به ملایمت برای مدت ۱۵ ثانیه تکان دهید تا محتویات چاهکها بخوبی مخلوط شوند و سپس دهانه چاهکها را با برجسب مخصوص پلیت پوشانید. ۶ دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی انکوبه کنید. برجسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید. طبق دستور شستشو ۵ بار چاهکها را بشویید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول رنگزا
۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی انکوبه کنید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول متوقف کننده
ذوب نوری چاهکها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس) قرائت کنید.			