

کیت سنجش Prolactin به روش الایزا

مقدمه :

پرولاکتین هورمون پلی پپتیدی است که از بخش قدامی غده هیپوفیز ترشح می شود. ترشح پرولاکتین توسط فاکتورهای آزاد کننده و مهار کننده که از هیپوتالاموس ترشح می شوند تنظیم می گردد. در دوران بارداری و پس از تولد نوزاد غلظت پرولاکتین افزایش می یابد، استرسهای روحی و فیزیکی و هیپوگلیسمی نیز می توانند باعث افزایش غلظت پرولاکتین گردند. از طرفی هیپرپرولاکتینمیا می تواند موجب کم کاری گنادها گردد بنابراین سنجش میزان پرولاکتین در موارد نایاروری از ارزش بالاتر برخوردار است. در خانمها افزایش پرولاکتین می تواند باعث ایجاد اختلال در عادت ماهنامه گردد و در آقایان باعث تضعیف قدرت جنسی شود. از نظر پاتولوژیک برخی عوارض هیپرپرولاکتینمیا عبارتند از انواعی از مacro و میکرو آدنوماها، هیپوتیروئیدیسم و اختلالات کلیوی.

اساس آزمایش :

اساس این کیت به روش ساندویچ و با استفاده از آنتی بادیهای مونوکلولار می باشد. در این روش چاهکها توسط آنتی بادیهای علیه یک شاخص آنتی ژنیک مولکول پرولاکتین پوشش داده می شوند (Coating). نمونه بیماران با آنتی بادی پوشش داده در ته چاهکها مجاور می شود، سپس آنتی بادی ژنیک ضد پرولاکتین متصل به آنزیم HRP به چاهکها اضافه می شود. مقدار کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهکها با غلظت پرولاکتین در نمونه ها متناسب است. پس از شستشو محلول رنگرای حاوی هیدروژن پراکسید (H₂O₂) و کروموزن است داخل چاهکها ریخته می شود که رنگ آبی پدید آمده متناسب است با کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهکها ، با افزودن محلول متوقف کننده، رنگ آبی به زرد تبدیل می شود که بهترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر دارد.

محتویات کیت :

- (۱) پلیت ۹۶ خانه حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد پرولاکتین (Anti-PRL Coated Plate).
- (۲) محلول آنزیم کنژوگ (PRL Enzyme Conjugate) : یک ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر آماده مصرف.
- (۳) سری استانداردها (Standard Set) : شامل ۶ ویال استاندارد با غلظتهای صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ mIU/L از PRL کالیبره شده بر مبنای WHO 3rd IS 84/500 (استاندارد صفر حاوی ۲ میلی لیتر و سایر استانداردها حاوی ۱ میلی لیتر می باشند).
- (۴) سرم کنترل : یک ویال حاوی ۱ میلی لیتر سرم کنترل با غلظت مشخص درج شده بر روی برچسب ویال.
- (۵) محلول رنگرای یک مرحله ای (Chromogen - Substrate) : یک ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر آماده مصرف.
- (۶) محلول شستشو : یک ویال حاوی ۵۰ میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (۲۰X) . جهت تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، مقدار مورد نیاز را با آب مقطر به نسبت ۱/۲۰ ریق نمایید.
- (۷) محلول متوقف کننده (Stop Solution) : یک ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر اسید کلریدریک ۱ نرمال.
- (۸) برچسب مخصوص پلیت.

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشند :

- (۱) دستگاه الایزایدی دارای فیلتر ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس).
- (۲) سپلیر های ۵۰ و ۱۰۰ میکرو لیتر دقیق.
- (۳) آب مقطر.

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان :

- (۱) محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت طراحی شده است.
- (۲) از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمایید.
- (۳) کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HBsAg و آنتی بادی های ضد HCV و HIV کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند، جهت احتیاط بهتر است کاربرانی که با کیت کار می کنند از تماس مستقیم با مواد پیرهیزند.

شرایط نگهداری :

- (۱) کیت را در یخچال بین دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- (۲) چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمایید.
- (۳) پایداری محتویات کیت تا پایان مدت انقضای نوشته شده بر روی هر یک از آنها می باشد.
- (۴) محلول شستشوی آماده مصرف که به نسبت ۱/۲۰ با آب مقطر ریق شده باشد به مدت یک هفته در شرایط -۲ درجه سانتی گراد قابل نگهداری و مصرف می باشد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه :

سرم را می توان پس از جدا نمودن از خون استفاده نمود، نمونه می تواند برای مدت دو روز در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود ولی برای نگهداری بیش از مدت دو روز باید از دمای ۲۰ درجه سانتی گراد استفاده گردد، از ذوب و فریز نمودن مکرر نمونه پرهیز شود.

توضیحات عمومی :

- (۱) قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق برسانید.
- (۲) بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند.
- (۳) از نوک سپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید.
- (۴) پس از افزودن محلول متوقف کننده جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد.
- (۵) برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند.
- (۶) در هنگام سملینگ تمام محلولها و نمونه ها را وسط چاهکها بریزید.
- (۷) از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب، زمان انکوباسیون مناسب می باشد، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سملینگ باعث نتایج دقیقتر می شود.
- (۸) به دلیل مشابه در بند ۷ بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها بیش از ۵ دقیقه بطول نیانجامد.


مراحل انجام آزمایش :

- (۱) تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و سایر چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را بیندید.
- (۲) ۵۰ میکرولیتر از هر استاندارد، سرم کنترل و نمونه را داخل هر چاهک بریزید، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها بصورت داپلیکیت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید.
- (۳) ۱۰۰ میکرولیتر از محلول آنزیم کترنوج (Enzyme Conjugate) را به هر چاهک اضافه نمایید و پلیت را به مدت ۱۵ ثانیه تکان دهید تا محتويات آن به خوبی مخلوط شوند.
- (۴) درب چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت ۳۰ دقیقه در درجه حرارت اتاق (۲۸-۲۲ درجه سانتی گراد) انکوبه نمایید.
- (۵) محتويات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را ۵ بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید (برای شستشو می توان از سپلر ۸ کاناله استفاده نمود ولی باید مواطن بود که محلول شستشو از یک چاهک دیگر وارد شود زیرا می تواند موجب ایجاد خطأ در نتیجه آزمایش گردد، در هر دفعه شستشو حدود ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را با وارونه کردن و تکاندن خالی نمایید و در انتهای عملیات شستشو چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکویید تا قطرات اضافی خارج شوند).
- (۶) ۱۰۰ میکرولیتر محلول رنگ (Chromogen - substrate) به هر چاهک اضافه نمایید.
- (۷) چاهکها را به مدت ۱۵ دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمایید.
- (۸) با اضافه کردن ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده (stop solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمایید. برای سنجش جذب نوری از دستگاه الایزیاریدر با فیلتر ۴۵۰ nm استفاده نمایید (توصیه می شود از فیلتر ۶۳۰ nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد).

محاسبه نتایج :

- از هر دستگاه الایزیاریدر با قابلیت سنجش جذب نوری در طول موج ۴۵۰ nm میتوان استفاده نمود.
- (۱) جذب نوری استانداردها و نمونه ها را به کمک دستگاه الایزیاریدر در طول موج ۴۵۰ nm (و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس ۶۳۰ nm) بخوانید.
 - (۲) با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها و غلظت معلوم آنها نموداری (Point to point) رسم کنید به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برد و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید، سپس نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمایید تا منحنی بدست آید.
 - (۳) میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمایید بطوریکه این خط بر محور عمودی کاملاً عمود باشد و بعد از محل تلاقی خط و منحنی، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

استانداردها (mIU/L)	جذب نوری
.	۰/۰۲
۵۰	۰/۱۷
۱۰۰	۰/۳۱
۵۰۰	۱/۱
۱۵۰۰	۲/۰۲
۳۰۰۰	۲/۵۵



توجه : جذبهای نوری و منحنی مربوطه فقط به عنوان نمونه می باشد و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.

مقادیر مورد انتظار :

مقادیر طبیعی پرولاتکین در سرم افراد طبیعی که توسط تستهای مکرر به روش الایزا بدست آمده به قرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی خود را بدست آورد :

محدوده طبیعی (mIU/L)	میانگین محدوده طبیعی (mIU/L)	
۳۱ - ۴۳۳	۱۷۰	آقایان
۳۳ - ۴۱۳	۱۹۵	خانمهای یائسه
۱۱۸ - ۵۵۵	۲۵۱	خانمهای قبل از یائسگی

$$\text{ng/ml} \times 21.2 = \text{mIU/L} \quad \text{mIU/L} \times 0.0472 = \text{ng/ml}$$

شاخصهای اجرایی :

۱) حداقل مقدار قابل اندازه گیری :

بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و سه برابر انحراف معیار (SD)، حداقل غلظت پرولاتکین قابل تشخیص در این کیت ۱۵ mIU/L می باشد.

۲) دقت آزمایش :

آزمایشی‌ای اینترا - اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و اینتر - اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشات مختلف) با استفاده از ۳ سرم با غلظتهای مختلف hPRL انجام گردید که در جداول ۱ و ۲ آمده است :

جدول شماره ۱ (اینترا - اسی) :

CV (%)	SD	میانگین (mIU/L)	تعداد دفعات تکرار تست	نمونه
۵/۷	۲	۲۵	۲۴	۱
۳/۸	۱۱/۲	۲۹۳	۲۴	۲
۳/۴	۴۲/۳	۱۲۵۰	۲۴	۳

جدول شماره ۲ (اینتر- اسی) :

CV (%)	SD	میانگین (mIU/L)	تعداد دفعات تکرار تست	نمونه
۶/۵	۲/۴	۳۶/۶	۱۰	۱
۵/۱	۱۴/۶	۲۸۵	۱۰	۲
۴/۱	۵۳/۱	۱۲۹۷	۱۰	۳

۳

تهران، شهرک گلستان، بلوار گلهای، خیابان یاس سوم، نبش خیابان یاسمن، پلاک ۱، کد پستی ۱۴۹۴۷۳۴۴۶۳
تلفن ۴۲۹۷۰۰۷ فکس ۴۲۹۷۰۰۰

www.pishtazteb.com info@pishtazteb.com sms 300071402

ویرایش پنجم - مرداد ۹۸



هر سری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است.

(۳) ریکاوری آزمایش:

مقدابر معلومی از hPRL به ۴ سرم با غلظتها مخصوص افزوده شد و ریکاوری آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول زیر آمده است :

ریکاوری (%)	مقدار بدست آمده (mIU/L)	مقدار مورد انتظار (mIU/L)	مقدار افزوده شده (mIU/L)	مقدار hPRL موجود در سرم (mIU/L)	نمونه
۹۵	۹۰	۹۵	۵۰	۱۴۰	۱
۹۷	۱۱۷	۱۲۰	۱۰۰	۱۴۰	۱
۱۰۲	۳۲۷	۳۲۰	۵۰۰	۱۴۰	۱
۹۸	۴۲۵	۴۳۵	۵۰۰	۳۷۰	۲
۹۶	۶۶۰	۶۸۵	۱۰۰۰	۳۷۰	۲
۱۰۴	۹۷۰	۹۳۵	۱۵۰۰	۳۷۰	۲
۱۰۶	۵۶۰	۵۲۵	۱۰۰	۹۵۰	۳
۱۰۳	۷۵۰	۷۲۵	۵۰۰	۹۵۰	۳
۹۷	۹۵۰	۹۷۵	۱۰۰۰	۹۵۰	۳
۱۰۲	۹۹۰	۹۶۵	۱۰۰	۱۸۳۰	۴
۱۰۷	۱۲۵۰	۱۱۶۵	۵۰۰	۱۸۳۰	۴
۹۷	۱۳۷۰	۱۴۱۵	۱۰۰۰	۱۸۳۰	۴

(۴) خطی بودن آزمایش:

به کمک استاندارد صفر رقت‌های متولی ۴ نمونه سرم با غلظت مشخص از hPRL تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول زیر نتایج آن آورده شده است .

ریکاوری (%)					مقدار hPRL موجود در سرم رقیق نشده (mIU/L)	نمونه
رقت ۱/۱۶	رقت ۱/۸	رقت ۱/۴	رقت ۱/۲	رقت		
۹۸	۱۰۰	۱۰۲	۹۴		۶۷۰	۱
۱۰۳	۹۶	۱۰۳	۹۶		۱۴۰۰	۲
۹۸	۹۷	۹۸	۱۰۰		۲۳۰۰	۳
۹۶	۹۸	۹۸	۹۸		۲۸۰۰	۴

(۵) اختصاصیت آزمایش:

اختصاصیت این آزمایش به کمک سرمهای با غلظتها مختلف hTSH ، hLH ، hFSH و hCG جهت بررسی واکنشهای متقطع با hPRL بررسی شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است .

جدول اختصاصیت (واکنش متقاطع) :

آنالیت	غلظت	غلظت ظاهری hPRL (mIU/L)
hFSH (IU/L)	۵۰۰	< ۱۵
	۲۵۰	
	۱۰۰	
	۵۰	
hTSH (mIU/L)	۵۰۰	< ۱۵
	۲۵۰	
	۱۰۰	
	۵۰	
hCG (IU/L)	۲۰۰۰۰	< ۱۵
	۱۰۰۰۰	
	۱۰۰۰	
	۱۰۰	
hLH (IU/L)	۵۰۰	< ۱۵
	۲۵۰	
	۱۰۰	
	۵۰	

: (Hook Effect)

آزمایش پرولاکتین جهت سرمها بیانی با غلظت بسیار بالا از این آنالیت (تا ۱۵۰۰۰ mIU/L) صورت گرفت که پدیده هوك مشاهده نشد.

References :

- Bergh T., Nilius S.H., Wide L. (1977) Hyperprolactinaemia in amenorrhoea incidence and clinical significance. Acta Endocrinol. 86:683-694.
 Seppala M. (1978) Prolactin and female reproduction. Ann. Clin. Res. 10:164-170.
 Thorner M.O., McNeilly A.S., Hagan C. (1974) Long-term treatment of galactorrhoea and hypogonadism with bromocriptine.Br. Med. J 2:4 .

روش انجام آزمایش Prolactin بصورت شماتیک

چاهکهای کوت شده با آنتی بادی ضد پرولاکتین			
نمونه	سرم کنترل	استانداردها	محلولها
-	-	۵۰ میکرولیتر	استانداردها
-	۵۰ میکرولیتر	-	سرم کنترل
۵۰ میکرولیتر	-	-	نمونه
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	آنژیم کنزوگه
پلیت را به ملایمت به مدت ۱۵ ثانیه تکان دهید تا محتویات چاهک ها به خوبی مخلوط شوند و سپس دهانه چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت بیوشاید . ۳۰ دقیقه در دمای اتفاق انکوبه کنید . برچسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید . طبق دستور شستشو ۵ بار چاهکها را بشوید .			
محلول رنگرا			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر
۱۵ دقیقه در دمای اتفاق و در تاریکی انکوبه کنید .			
محلول متوقف کننده			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر
جذب نوری چاهکها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس) قرائت کنید .			