



مشخصات کالا

تجهیزات آزمایشگاهی/Immunology/Immunology Reagents/Auto Immune Diseases/ANA Screening

نام کالا :

نام انگلیسی وسیله پزشکی: ANA Screening

Immunoassay reagents intended to perform qualitative and/or quantitative analyses on a body fluid sample (e.g., serum) to determine antibodies directed against nuclear antigens (i.e., antinuclear antibodies [ANA]). Increased ANA circulating levels are associated with autoimmune connective-tissue diseases, such as systemic lupus erythematosus, scleroderma, and rheumatoid arthritis.

شرح وسیله:

کد (های) UMDNS: 19038

کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder)
پیشواز طب زمان

کشور کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder): Iran

کمپانی سازنده (OEM):

مدل : 96 تستی

نوع شرکت به عنوان : تولید کننده

وضعیت نمایندگی : نماینده قانونی

واحد شمارش کالا :

حیطه کاربرد : سنجش کیفی حضور آنتی بادیهای IgG علیه آنتی ژنهای هسته ای در سرم یا پلاسماي انسان

نام های رایج :

نام کالا در برجسب : ANA Elisa

برند : پیشواز طب زمان

شماره کاتالوگ : PT-ANA-SClgG-96

مشخصه
های
فنی

RIA ☐	ECLIA ☐	CLIA ☐	EIA ☐
Nephelometric immunoassay ☐	IFA ☐	Immunochromatographic assay ☐	LIA ☐
Immunoblot ☐	Immunochemistry ☐	Immunoprecipitation ☐	Turbidimetric immunoassay ☐
Immunodiffusion ☐	Microlymphocytotoxicity assay ☐	Complement fixation ☐	Immunofluorometric assay (IFMA) ☐
		Others ☐	Molecular-based assay ☐
Urine ☐	Whole Blood ☐	Plasma ☐	Serum ☐
	Other Body Fluids ☐	CSF ☐	Stool ☐

روش
سنجش
:

نوع
نمونه :

تعداد
تست :

نوع
سیستم
بر اساس
سازگاری
کیت :

1) یک عدد پلیت 2) محلول رقیق کننده نمونه 3) کالیبراتور (Sample Diluent) 4) محلول آنزیم کونژوگه آماده مصرف (Enzyme Conjugate) 5) سرم کنترل مثبت (Positive Control) 6) سرم کنترل منفی (Negative Control) 7) محلول رنگزای یک مرحله ای (Chromogen-Substrate) 8) محلول شستشو (Wash Buffer) 9) محلول متوقف کننده (Stop Solution) 10) یک عدد برچسب مخصوص پلیت 11) دستورالعمل مصرف

شماره
کاتالوگ

PT-ANA-SCIgG-96

نوع کیت
:

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (<http://noict.com>)