



مشخصات کالا

نام کالا : تجهیزات آزمایشگاهی/Immunology/Immunology Reagents/ معرف های تشخیص نشانگرهای
تومور/Cancer Antigens/Cancer Antigen 125

نام انگلیسی وسیله پزشکی: Cancer Antigen 125

Immunoassay reagents intended to perform qualitative and/or quantitative analyses of a sample of body fluids (e.g., serum) to determine CA 125, a carbohydrate-related tumor marker. The detection of the tumor marker CA 125 is mostly used in the prognosis of endometrial carcinoma; the level of CA 125 is also used for monitoring ovarian carcinoma because of its correlation with tumor size and staging. The level of CA 125 may also be used for differentiation of a malignant disease from a benign disease in patients with palpable ovarian masses and for diagnosis and monitoring of primary fallopian tube carcinoma. CA 125 is not useful for screening for ovarian cancer

شرح وسیله:

کد (های) UMDNS: 19104

کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder)
پیشواز طب زمان

کشور کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder): Iran

کمپانی سازنده (OEM):

مدل : 96 تستی

نوع شرکت به عنوان : تولید کننده

وضعیت نمایندگی : نماینده قانونی

واحد شمارش کالا :

حیطه کاربرد : سنجش کمی CA125 در نمونه سرم انسان با روش الیزا

نام های رایج :

نام کالا در برچسب : CA125 ELISA

برند : پیشواز طب زمان

شماره کاتالوگ : PT-CA125-96

مشخصه
های
فنی

RIA ☐	ECLIA ☐	CLIA ☐	EIA ☐
Nephelometric immunoassay ☐	IFA ☐	Immunochromatographic assay ☐	LIA ☐
Immunoblot ☐	Immunochemistry ☐	Immunoprecipitation ☐	Turbidimetric immunoassay ☐
Immunodiffusion ☐	Microlymphocytotoxicity assay ☐	Complement fixation ☐	Immunofluorometric assay (IFMA) ☐
		Others ☐	Molecular-based assay ☐
Urine ☐	Whole Blood ☐	Plasma ☐	Serum ☐
	Other Body Fluids ☐	CSF ☐	Stool ☐

روش
سنجش
:

نوع
نمونه :

تعداد
تست :

نوع
سیستم
بر اساس
سازگاری
کیت :

اجزاء : (1 یک پلیت 2) محلول اسی بافر 3) محلول آنزیم کنژوگه 4) سری استانداردها 5) سرم کنترل پایین 6) سرم کنترل بالا 7) محلول رنگزای یک مرحله ای 8) محلول شستشو 9) محلول متوقف کننده 10) یک عدد برچسب مخصوص پلیت 11) دستورالعمل مصرف

شماره
کاتالوگ
:

PT-CA125-96

نوع کیت
:

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (<http://noict.com>)