



مشخصات کالا

نام کالا : تجهیزات آزمایشگاهی/Immunology/Immunology Reagents/ معرف های تشخیص نشانگرهای
Cancer Antigens/Carcinoembryonic Antigen/تومور

نام انگلیسی وسیله پزشکی: Carcinoembryonic Antigen

Immunoassay reagents intended to perform qualitative and/or quantitative analyses of a sample of body fluids (e.g., serum) to determine the oncofetal antigen human carcinoembryonic antigen (CEA), a family of related cell-surface glycoproteins secreted after birth by neoplastic tumor cells (i.e., a tumor marker). The level of CEA is elevated in many types of malignancies, especially in colorectal cancer, but also includes lung, gastric, breast, and pancreatic cancer. Its determination is mostly used as an adjunct for clinical staging of cancer. CEA is also used for detecting metastasis of breast cancer and for monitoring cancer of several different organs. The family of CEA glycoproteins also includes CEACAM6 (also known as nonspecific cross-reacting antigen, or NCA) and CEACAM1 (also known as biliary glycoprotein or BGP)

شرح وسیله:

کد (های) UMDNS: 17293

کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder)
پیشتاز طب زمان :

کشور کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder): Iran

مدل : 96 تستی

نوع شرکت به عنوان : تولید کننده

وضعیت نمایندگی : نماینده قانونی

واحد شمارش کالا : False

حیطه کاربرد : تعیین آنتی ژن سرطانی جنینی (CEA) در نمونه سرم با روش الیزا

نام های رایج :

نام کالا در برچسب : CEA Elisa 96 Tests

برند : پیشتاز طب زمان

شماره کاتالوگ : PT-CEA-96

مشخصه
های
فنی

RIA ☐	ECLIA ☐	CLIA ☐	EIA ☐
Nephelometric immunoassay ☐	IFA ☐	Immunochromatographic assay ☐	LIA ☐
Immunoblot ☐	Immunochemistry ☐	Immunoprecipitation ☐	Turbidimetric immunoassay ☐
Immunodiffusion ☐	Microlymphocytotoxicity assay ☐	Complement fixation ☐	Immunofluorometric assay (IFMA) ☐
		Others ☐	Molecular-based assay ☐
Urine ☐	Whole Blood ☐	Plasma ☐	Serum ☐
	Other Body Fluids ☐	CSF ☐	Stool ☐

روش
سنجش
:

نوع
نمونه :

تعداد
تست :

نوع
سیستم
بر اساس
سازگاری
کیت :

اجزاء : لیت 96 خانه - محلول رقیق کننده نمونه-محلول آنزیم کنژوگه آماده مصرف-استانداردها-سرم کنترل-محلول رنگزایی یک مرحله ای-محلول شستشو-محلول متوقف کننده-برچسب مخصوص پلیت

شماره
کاتالوگ
:

PT-CEA-96

نوع کیت
:

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (<http://noict.com>)