



مشخصات کالا

تجهیزات آزمایشگاهی / Microbiology Reagents Infectious Immunology / معرف های
تشخیصی عفونت های ویروسی / Other Virology Infect
Immunology / Cytomegalovirus / Cytomegalovirus ImmunoAssay Reagents / CMV IgG

نام کالا :

نام انگلیسی وسیله پزشکی: CMV IgG

Serology reagents intended to detect immunoglobulin G (IgG) antibodies to cytomegalovirus (CMV), a DNA virus of the family Herpesviridae. Some types of CMV may cause a variety of diseases (i.e., cytomegalic inclusion diseases, leukemia) depending on the immune status .and age of the host; persistence of the virus for the lifetime of the host is common

شرح وسیله:

کد (های) UMDNS: 19381

کمپانی سازنده قانونی (Legal License Holder)
پیشتاز طب زمان

کشور کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder): Iran

مدل : 96 تستی

نوع شرکت به عنوان : تولید کننده

وضعیت نمایندگی : نماینده قانونی

واحد شمارش کالا : False

حیطه کاربرد : تشخیص آنتی بادی از نوع IgG ضد ویروس سایتومگالو در سرم و پلاسمای انسانی به روش الیزا

نام های رایج :

نام کالا در برچسب : CMV IgG

برند : پیشتاز طب زمان

شماره کاتالوگ : PT-CMV IgG- 96

مشخصه های فنی

نام آنتی ژن ها/آنتی بادی
های بکار رفته در کیت :

نوع کیت :

ECLIA ☐CLIA ☐EIA ☐IFA ☐

روش سنجش :

سایر ☐Blotting ☐CF ☐RIA ☐

پلیت 96 خانه - محلول رقیق کننده نمونه-محلول آنزیم کنژوگه آماده مصرف-استانداردها-سرم کنترل-محلول
رنگزای یک مرحله ای-محلول شستشو-محلول متوقف کننده-برچسب مخصوص پلیت

اجزاء کیت :

تعداد تست :

ادرار ☐خون کامل ☐پلاسما ☐سرم ☐

نوع نمونه :

بیوپسی ☐سایر مایعات بدن ☐مایع مغزی-نخاعی ☐مدفوع ☐

حساسیت (%) :

ویژگی (%) :

نوع سیستم براساس سازگاری
کیت :

شماره کاتالوگ :

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (<http://noict.com>)