



مشخصات کالا

نام کالا :	تجهیزات آزمایشگاهی/Clinical Chemistry/Immunochemistry Reagents/معرف های اندازه گیری پروتئین های ایمنوشیمی/Calprotectin/Other Specific Proteins
نام انگلیسی وسیله پزشکی:	Calprotectin
شرح وسیله:	Calprotectin stool elisa kit is the best marker for IBD. It is an established measure to discriminate IBD from IBS and a very valuable tool to monitor the disease course of IBD patients
کد (های) UMDNS:	99629
کمپانی سازنده قانونی (Legal License Holder) :	پیشتاز طب زمان
کشور کمپانی سازنده قانونی (Legal License Holder) :	Iran
کمپانی سازنده (OEM):	
مدل :	96 تستی
نوع شرکت به عنوان :	تولید کننده
وضعیت نمایندگی :	نماینده قانونی
واحد شمارش کالا :	
حیطه کاربرد :	جهت اندازه گیری کمی آنالیت Calprotectin در مدفوع انسان
نام های رایج :	
نام کالا در برچسب :	Calprotectin Elisa
برند :	پیشتاز طب زمان
شماره کاتالوگ :	PT-Calprotectin-96

مشخصه های فنی

RIA ☐	ECLIA ☐	CLIA ☐	EIA ☐
nephelometry ☐	Turbidometry ☐	Blott ☐	CF ☐
Photometric ☐	HPLC ☐	IFA ☐	colorimetry ☐
Mass spectrometry-based assays ☐	Others ☐	Immunochromatographic ☐	

روش سنجش :

Stool ☐	Urine ☐	Plasma ☐	Serum ☐
Others ☐	CSF ☐	Whole Blood ☐	

نوع نمونه :

تعداد تست :

1) پلیت (2 بافر استخراج (3 محلول رقیق کننده نمونه (4 محلول آنزیم کونژوگه (Anti-Calprotectin (5 Conjugated Enzyme (6 نمونه های کنترل (پایین و بالا) (7 محلول رنگزای يك مرحله ای (Chromogen-Substrate) (8 محلول شستشو (9 محلول متوقف کننده (Stop Solution) (10 برچسب مخصوص پلیت

اجزاء کیت :

نوع کیت :

Open ☐Close ☐نوع سیستم براساس سازگاری
کیت :

شماره کاتالوگ :

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (<http://noict.com>)