



مشخصات کالا

Clinical Chemistry/Immunochemistry Reagents/Anemia Related Vitamin/تجهیزات آزمایشگاهی/ Ferritin/معرف های تشخیصی کم خونی

نام کالا :

نام انگلیسی وسیله پزشکی: Ferritin

Immunoassay reagents intended to perform qualitative and/or quantitative analyses on a body fluid sample (typically serum) to determine the level of ferritin, an iron-apoferritin complex, one of the main forms of iron storage in the body. Ferritin is present in the blood in very low concentrations, but it usually reflects the variation in the total iron body stores. Decreased levels of ferritin are found very early in the development of iron deficiency in otherwise healthy patients; increased levels of ferritin are associated with chronic infections, rheumatoid arthritis, renal diseases, a variety of malignancies, viral hepatitis, and other diseases.

شرح وسیله:

کد (های) UMDNS: 17342

کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder)
پیشواز طب زمان :

کشور کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder): Iran

مدل : 96 تستی

نوع شرکت به عنوان : تولید کننده

وضعیت نمایندگی : نماینده قانونی

واحد شمارش کالا : False

حیطه کاربرد : تعیین میزان فریتین در سرم انسانی به روش الیزا

نام های رایج :

نام کالا در برچسب : Ferritin

برند : پیشواز طب زمان

شماره کاتالوگ : PT-FERR-96

مشخصه های فنی

RIA ☐	ECLIA ☐	CLIA ☐	EIA ☒
nephelometry ☐	Turbidometry ☐	Blott ☐	CF ☐
Photometric ☐	HPLC ☐	IFA ☐	colorimetry ☐
	Mass spectrometry-based assays ☐	Others ☐	Immunochromatographic ☐

روش سنجش :

Stool ☐	Urine ☐	Plasma ☒	Serum ☒
Others ☐	CSF ☐	Whole Blood ☐	

نوع نمونه :

96

تعداد تست :

پلیت-کالیبراتور-محلول شستشو و متوقف کننده -محلول رنگزا

اجزاء کیت :

Quantitative

نوع کیت :

Open ☒Close ☐نوع سیستم براساس
سازگاری کیت :

PT-FERR-96

شماره کاتالوگ :

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (http://noict.com)