



مشخصات کالا

نام کالا : تجهیزات آزمایشگاهی / Clinical Chemistry/Immunochemistry Reagents / معرف های اندازه گیری هورمونهای عملکرد تیروئید / Free Triiodothyronine

نام انگلیسی وسیله پزشکی: Free Triiodothyronine

Immunoassay reagents intended to perform qualitative and/or quantitative analyses on a body fluid sample (typically serum) to determine the free component of triiodothyronine (FT3), one of the two main hormones secreted by normal thyroid glands. These assays are very sensitive and permit direct measurement of FT3 (typically only 0.3% of the total circulating T3 in blood) in undiluted serum after ultrafiltration. The determination of FT3, the only fraction of T3 that is metabolically active, is useful for adjusting the total T3 for variations in binding proteins

شرح وسیله:

کد (های) UMDNS: 19862

کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder)
پیشواز طب زمان :

کشور کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder): Iran

مدل : 96 تستی

نوع شرکت به عنوان : تولید کننده

وضعیت نمایندگی : نماینده قانونی

واحد شمارش کالا : False

حیطه کاربرد : تعیین مقدار ترکیبات آزاد هورمون تری یدتیرونین در سرم و پلاسمای انسانی به روش الیزا

نام های رایج :

نام کالا در برچسب : Free T3

برند : پیشواز طب زمان

شماره کاتالوگ : PT-FT3-96

مشخصه های فنی

RIA ☐	ECLIA ☐	CLIA ☐	EIA ☒
nephelometry ☐	Turbidometry ☐	Blott ☐	CF ☐
Photometric ☐	HPLC ☐	IFA ☐	colorimetry ☐
Mass spectrometry-based assays ☐	Others ☐	Immunochromatographic ☐	

روش سنجش :

Stool ☐	Urine ☐	Plasma ☒	Serum ☒
Others ☐	CSF ☐	Whole Blood ☐	

نوع نمونه :

96

تعداد تست :

پلیت-کالیبراتور-محلول شستشو و متوقف کننده -محلول رنگزا

اجزاء کیت :

Quantitative

نوع کیت :

Open ☒Close ☐نوع سیستم براساس
سازگاری کیت :

PT-FT3-96

شماره کاتالوگ :

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (<http://noict.com>)