



مشخصات کالا

تجهیزات آزمایشگاهی / Microbiology/ Microbiology Reagents Infectious Immunology / معرف های
Retroviruses/HIV Multiple (1 / 2)/HIV Multiple Immunoassay/ تشخیصی عفونت های ویروسی/
Reagents/HIV Multiple Ag Ab Test

نام کالا :

نام انگلیسی وسیله پزشکی: HIV Multiple Ag/Ab Test

Serology reagents intended to detect and/or identify antigens or serum antibody titers to
human immunodeficiency virus serotype 1 (HIV-1), and/or serotype 2 (HIV-2). Human
immunodeficiency viruses are retroviruses of the genus Lentivirus, family Retroviridae;
.they are the etiologic agent of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)

شرح وسیله:

کد (های) UMDNS: 19430

کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder)
پیشواز طب زمان
:

کشور کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder):
Iran

کمپانی سازنده (OEM):

مدل : 96 تستی

نوع شرکت به عنوان : تولید کننده

وضعیت نمایندگی : نماینده قانونی

واحد شمارش کالا : False

حیطه کاربرد : جهت سنجش آنتی ژن و آنتی بادی های ویروس HIV در سرم انسانی به روش الیزا

نام های رایج :

نام کالا در برجسب : HIV 1,2 Ab Ag

برند : پیشواز طب زمان

شماره کاتالوگ : PT-HIV1,2 Ab,Ag -96

مشخصه های فنی

نام آنتی ژن ها/آنتی بادی
های بکار رفته در کیت :

gp36 p24 gp120,41

نوع کیت :
Qualitative

ECLIA ☐ CLIA ☐ EIA ☒ IFA ☐
سایر ☐ Blotting ☐ CF ☐ RIA ☐

روش سنجش :

اجزاء کیت :
,serum control , plate

تعداد تست :
96

نوع نمونه :
سرم ☒ پلاسما ☐ خون کامل ☐ ادرار ☐
مدفوع ☐ مایع مغزی-نخاعی ☐ سایر مایعات بدن ☐ بیوپسی ☐

حساسیت (%) :
%100

ویژگی (%) :
99.86%

نوع سیستم براساس
سازگاری کیت :
open

شماره کاتالوگ :
PT-HIV1,2 Ab,Ag -96

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (http://noict.com)