



## مشخصات کالا

تجهیزات آزمایشگاهی / Microbiology / Microbiology Reagents Infectious Immunology / معرف های  
تشخیصی عفونت های ویروسی / Rubella Virus / Rubella Virus / Other Virology Infect Immunology /  
ImmunoAssay Reagents / Rubella Virus IgM

نام کالا :

نام انگلیسی وسیله پزشکی: Rubella Virus IgM

Serology reagents intended to detect immunoglobulin M (IgM) antibodies to rubella virus, an RNA virus of the genus Rubivirus, family Togaviridae. Rubella virus is the cause of an acute, usually benign infection, often affecting children; the disease is characterized by a pink rash beginning on the head and spreading to become generalized. Transplacental infection of a fetus may occur. Rubella is also called also German measles and, in French and Spanish, rubeola.

شرح وسیله:

کد (های) UMDNS: 17383

کمپانی سازنده قانونی (Legal License Holder):  
پیشتاز طب زمان

کشور کمپانی سازنده قانونی (Legal License Holder):  
Iran

مدل : 96 تستی

نوع شرکت به عنوان : تولید کننده

وضعیت نمایندگی : نماینده قانونی

واحد شمارش کالا : False

حیطه کاربرد : تشخیص آنتی بادی نوع IgM علیه ویروس سرخجه در نمونه سرم انسانی به روش الیزا

نام های رایج :

نام کالا در برچسب : Rubella IgM

برند : پیشتاز طب زمان

شماره کاتالوگ : PT-RUB-IgM 96

مشخصه های فنی

نام آنتی ژن ها/آنتی بادی  
های بکار رفته در کیت :

نوع کیت :

ECLIA ☐CLIA ☐EIA ☐IFA ☐

روش سنجش :

سایر ☐Blotting ☐CF ☐RIA ☐

(1) پلیت (2) محلول آنزیم کنژوگه (3) سری استانداردها (4) سرم کنترل (5) محلول رقیق کننده نمونه (6) محلول رنگزای يك مرحله ای (7) محلول شستشو (8) محلول متوقف کننده (9) برچسب مخصوص پلیت

اجزاء کیت :

تعداد تست :

ادرار ☐خون کامل ☐پلاسما ☐سرم ☐

نوع نمونه :

بیوپسی ☐سایر مایعات بدن ☐مایع مغزی-نخاعی ☐مدفوع ☐

حساسیت (%) :

ویژگی (%) :

نوع سیستم براساس سازگاری  
کیت :

شماره کاتالوگ :

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (<http://noict.com>)