



مشخصات کالا

نام کالا :

تجهیزات آزمایشگاهی/Clinical Chemistry/Immunochemistry Reagents/ معرف های اندازه گیری هورمونهای عملکرد تیروئید/کیت تشخیص تری یدوتیرونین

نام انگلیسی وسیله پزشکی:

Triiodothyronine

شرح وسیله:

Immunoassay reagents intended to perform qualitative and/or quantitative analyses of a sample of body fluids (typically serum) to determine triiodothyronine (3,5,3'-L-triiodothyronine), commonly known as T3, one of the two main hormones secreted by normal thyroid glands. These assays determine the total circulating T3 in blood, an equilibrium mixture of protein bound and free (typically 0.03% of total T3) hormone, either using isotopic or automated nonisotopic immunoassays. Measuring of T3 is useful to confirm hyperthyroidism in cases in which the level of thyroxine (T4) is only marginally elevated.

کد (های) UMDNS:

19109

کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder)
:

پیشتاز طب زمان

کشور کمپانی سازنده قانونی
(Legal License Holder):

Iran

مدل :

96 تستی

نوع شرکت به عنوان :

تولید کننده

وضعیت نمایندگی :

نماینده قانونی

واحد شمارش کالا :

False

حیطه کاربرد :

تعیین مقدار کلی هورمون تری یدتیرونین موجود در خون به روش الیزا

نام های رایج :

T3

نام کالا در برچسب :

برند :

پیشتاز طب زمان

شماره کاتالوگ :

PT-T3-96

مشخصه های فنی

RIA ☐	ECLIA ☐	CLIA ☐	EIA ☐
nephelometry ☐	Turbidometry ☐	Blott ☐	CF ☐
Photometric ☐	HPLC ☐	IFA ☐	colorimetry ☐
Mass spectrometry- based assays ☐	Others ☐	Immunochromatographic ☐	

روش سنجش :

Stool ☐	Urine ☐	Plasma ☐	Serum ☐
Others ☐	CSF ☐	Whole Blood ☐	

نوع نمونه :

تعداد تست :

اجزاء کیت : پلیت-کالیبراتور-محلول شستشو و متوقف کننده -محلول رنگزا

نوع کیت :

Open ☐	Close ☐
-------------------------------	--------------------------------

نوع سیستم براساس
سازگاری کیت :

شماره کاتالوگ :

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (<http://noict.com>)