



مشخصات کالا

نام کالا :	تجهیزات آزمایشگاهی / Clinical Chemistry/Immunochemistry Reagents/ معرف های اندازه گیری هورمونهای عملکرد تیروئید/Thyroxine
نام انگلیسی وسیله پزشکی:	Thyroxine
شرح وسیله:	Immunoassay reagents intended to perform qualitative and/or quantitative analyses of a sample of body fluids (typically serum) to determine the hormone thyroxine (3,5,3',5'-L-tetraiodothyronine), commonly known as T4, the primary hormone secreted by normal thyroid glands. These assays determine the total circulating T4 in blood, an equilibrium mixture of protein bound and free (typically 0.03% of total T4) hormone, either using isotopic or nonisotopic immunoassays. Determination of T4 is a useful test to assess thyroid hormone production, but the level of T4 may be abnormal without any thyroid disease because of changes in serum binding proteins.
کد (های) UMDNS:	19110
کمپانی سازنده قانونی (Legal License Holder):	پیشتاز طب زمان
کشور کمپانی سازنده قانونی (Legal License Holder):	Iran
مدل :	96 تستی
نوع شرکت به عنوان :	تولید کننده
وضعیت نمایندگی :	نماینده قانونی
واحد شمارش کالا :	False
حیطه کاربرد :	تعیین مقدار کلی هورمون تیروکسین موجود در سرم انسانی به روش الایزا
نام های رایج :	
نام کالا در برچسب :	T4
برند :	پیشتاز طب زمان
شماره کاتالوگ :	PT-T4-96

مشخصه های فنی

RIA ☐	ECLIA ☐	CLIA ☐	EIA ☒
nephelometry ☐	Turbidometry ☐	Blott ☐	CF ☐
Photometric ☐	HPLC ☐	IFA ☐	colorimetry ☐
Mass spectrometry-based assays ☐	Others ☐	Immunochromatographic ☐	

روش سنجش :

Stool ☐	Urine ☐	Plasma ☒	Serum ☒
Others ☐	CSF ☐	Whole Blood ☐	

نوع نمونه :

96

تعداد تست :

پلیت-کالیبراتور-محلول شستشو و متوقف کننده -محلول رنگزا

اجزاء کیت :

Quantitative

نوع کیت :

Open ☒Close ☐نوع سیستم براساس
سازگاری کیت :

PT-T4-96

شماره کاتالوگ :

کلیه حقوق معنوی این نرم افزار متعلق به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و تولید نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز (<http://noict.com>)